




歯科鑄造用石こう系埋没材
クリスト 15m

Cristo 15m

INVESTMENT



わずか5分の時間短縮*
されど5分 *弊社従来品との比較

埋没後15分で700℃の焼却炉に投入可能!

※上記イラストの条件を満たした場合



お試しいただきやすい
少量包装



初回
数量限定
発売


500g

SHOFU INC.

ゆとりある操作時間

Cristo 15m

埋没後 15 分での急速加熱が可能でありながら、ゆとりある操作時間と、シャープな硬化を実現させています。複数の鋳型を埋没するときでも、余裕をもって作業することが可能です。




鋳造性、適合性が良好

Cristo 15m

通気性が高いため、鋳込み時に鋳型空洞部の空気がスムーズに埋没材内に分散します。そのため、マージンの先端部までシャープに再現可能です。また、鋳造ミスの抑制にも寄与します。

鋳造・掘り出し直後の銀合金インレー



※高周波鋳造器で鋳造

鋳造・掘り出し直後の金銀パラジウム合金のクラウン

混水比の調節で、膨張率のコントロールが可能

Cristo 15m

混水比の調節により、膨張率をコントロールする場合でも、流動性の変化が少ないため、安定した条件で作業が行えます。

混水比 (粉100gに対して)	標準混水比		
	31mL	33mL	35mL
流動性	154mm	160mm	171mm
操作時間	6分30秒	7分30秒	7分45秒
硬化時間	8分15秒	9分	9分15秒
硬化膨張	1.63%	1.40%	1.06%
熱膨張	0.99%	0.95%	0.95%

※試験方法はJIS T 6601:2005による (操作時間のみ社内試験による)

包装・価格



販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
クリスト 15m	歯科鋳造用石膏系埋没材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000240

クリスト 15m

エコノパック 3kg(1.5kg×2)
15kg(1.5kg×10)



初回数量限定発売

お試しください
少量包装

500g

関連製品

●種類・サイズ・包装・価格

種類	厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)	単位
No.1	0.5	30	10	1箱
No.2	0.5	48	10	1箱
No.3	1.0	30	10	1箱
No.4	1.0	48	10	1箱
No.5	0.5	30	30	1箱
No.6	0.5	48	30	1箱
No.7	1.0	30	30	1箱
No.8	1.0	48	30	1箱



フィッティングライナー

緩和能力が高いため、急速加熱による、埋没材のひび割れ・バリ発生の抑制に効果を発揮します。

取扱い店

このカタログに記載の価格は2013年9月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>