

**2019年02月 第3版

*2017年06月 第2版（新記載要領に基づく改訂）

歯科材料6 歯科用印象材料
管理医療機器 歯科用寒天印象材 35862000
グランブルー EX

【禁忌・禁止】

本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理】

形状：ゲル状

** 該当規格：JIS T 6512:2016 [歯科用寒天印象材] タイプ3A

組成：寒天、精製水、着色材、防腐剤(原材料の一部に大豆を含む)、その他

原理：本材は可逆性の寒天を含有する印象材であり、加熱によって溶解し、冷却によってゲル化する。

【使用目的又は効果】

本材は、口腔内での印象採得に用いる。

【使用方法等】

[使用方法]

	カートリッジタイプ	5/16 シリンジタイプ
**歯科材料加温器	** 寒天印象材用コンディショナー	
加熱条件	溶解温度 溫度：*98～100°C	温度：*98～100°C
	ドライ 時間：*15～17分間	時間：*15～17分間
	ウェット 時間：5～7分間	時間：10～15分間
使用温度範囲	保存温度：60～68°C	保存温度：60～68°C
使用トレー及びシリンジの種類	印象採得用トレー 寒天用カートリッジ シリンジ	印象採得用トレー 5/16 寒天用シリンジ
**アルギン酸塩印象材の種類	**JIS T 6505に適合するアルギン酸塩印象材	
**石膏の種類	**JIS T 6600のタイプ3、タイプ4又は タイプ5に適合する硬質石膏	

- 寒天印象材用シリンジに装填した寒天印象材、又はカートリッジを上記加熱条件に従い溶解します。
- 溶解した印象材をストレージ温度(60°C～68°C)にて10分以上係留しますと使用可能となります。また、この温度で連続係留できる時間は8時間を限度とします。保存温度は65°Cを推奨します。

◇寒天・アルギン酸塩連合印象に用いる場合

- アルギン酸塩印象材を冷水で素早く練和してトレーに盛ります。
- 歯牙に注入された寒天印象材の上から、アルギン酸塩印象材を盛ったトレーを寒天印象材注入後、すぐに圧接します。
口腔内保持時間は、アルギン酸塩印象材メーカーの指定に準じて下さい（目安は3～4分です）。JIS T 6512:2016の試験を行う場合における口腔内保持時間は最低15分です。
- アルギン酸塩印象材の硬化を確認後、印象内面にエアーを吹き込み、内圧を解除し、歯軸方向にトレーを撤去します。
- 印象面を確認し、水洗の後、印象面の水分を取り除き、すぐに石膏を注入し、保湿箱にて硬化させます。

[使用方法に関する使用上の注意]

- ドライタイプのコンディショナーでの溶解温度が100°Cを越えた場合、破裂の恐れがあるので100°Cを越えないこと。
- 繰り返し溶解は品質劣化(気泡の発生、寒天の分離、流れが大きくなるなど)の恐れがあるため、最初の溶解で使い切ること。また本材は1日の使用量を判断し溶解すること。
- 保存温度が低すぎるとゲル化してぼそぼそ状態になることがあります、この場合、再溶解して保存温度の設定をあげること。
- 寒天印象材やアルギン酸塩印象材のいずれかの表面が硬化を始めると、接着力が低下するのでタイミング良く行うこと。

- ポスト印象の際には症例に応じて補強ピンを使用すること。印象採得後、直ちに石膏を流し、硬化後は速やかに撤去すること。石膏は歯科用硬質石膏を使用すること。
- シリング針内でゲル化した寒天が詰まり、寒天が出ない場合は清掃針で取り除くこと。
- ①カートリッジタイプ
寒天用カートリッジシリングの既販売品の中には針が短く、先端をうまく穿孔しない物があるので、使用に際して、適合性を確認しておくこと。
②5/16 シリンジタイプ
5/16 シリンジへの挿入時に空気が混入しないよう注意すること。キャップ及びヘッドは確実に閉めること。
ウェットタイプの場合は、先端に水が入ることがあるため、必ず使用前に少量出してから使用すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 本材の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診察を受けさせること。
- 本材の使用により発疹などの過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診察を受けること。
- 本材は目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。(術者の場合も同様)
- 感染防止の為、1患者に1本を使い切ること。
- 採得した印象は、血液、唾液などを充分に洗浄した後、必要に応じ消毒すること。
**消毒は専用の消毒剤(有効成分：エタノール、次亜塩素酸塩等)を用いてメーカー指定の方法で行うこと。
- 印象採得する時に、高温すぎると組織に火傷が生じるので術者の手に少量採って、適温であることを確かめてから使用すること。
**52°C以上の温度で押し出した場合、口腔内組織に対して稀に疼痛又は傷害を起こす可能性があるため注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 本材は直射日光を避け、室温で、温度変化の少ないところで保管すること。禁凍結。
- **5/16 シリンジタイプのアルミ箔を破損すると寒天が乾燥するので、丁寧に取り扱うこと。
- 5/16 シリンジタイプは単品包装のまま保管し、他の容器に移し変えないこと。

[有効期間]

本材の使用期限は包装に記載のとおり。

*[記載の使用期限は、自己認証（当社データ）による]

※(例 YYYY-MM は→使用期限 YYYY年MM月末日を示す)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者	株式会社 クラーク
及び製造業者	
住所	〒340-0832 埼玉県八潮市柳之宮屋敷通223番地2
電話番号	048-994-1825
販売業者	株式会社 松風
住所	〒605-0983 京都市東山区福稻上高松町11
電話番号	075-561-1112