

機械器具 4 9 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器  
一般医療機器 歯科用マンドレル 35170000

## 松風マンドレル

### \*【形状・構造及び原理等】

[構造]

- 軸部：ステンレス鋼  
軸部形式1：CA用  
軸部形式2：HP用
- 種類

種類	軸部形式
HP	2
CA	1
*シリコンスティック用	2
*ワングロス用 HP	2
*ワングロス用 CA	1
*スーパースナップ リボーン専用CA	1

### 【使用目的又は効果】

歯科用研削・研磨材のディスクやホイールを取付ける回転心棒として用いる。

### \*【使用方法等】

[使用方法]

- 口腔内で使用する場合は、本材を滅菌します。
- 通法により、本材に研削・研磨材を取り付けます。
- 研削・研磨材をセットした本材を、歯科用電気エンジン、マイクローター、高速レーズなどに装着して使用します。
- 再使用する際には速やかに、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行います。

滅菌方法：オートクレーブ (134℃ 3分、又は 121℃ 30分) による滅菌を行います。

(但し、プラスチックタイプについてはオートクレーブ滅菌不可です。)

種類	最高許容回転速度
HP・CA	50,000min <sup>-1</sup>
*シリコンスティック用 *ワングロス用 HP・CA *スーパースナップ リボーン専用CA	15,000min <sup>-1</sup>

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 上記に示す最高許容回転速度と、装着する研削材の最高許容回転速度が異なる場合は、安全のため低い方の最高許容回転速度を優先すること。
- ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- HP・CA・シリコンスティック用は必ず右回転で使用する

### \*【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 変形、損傷（錆、表面キズ、曲がり、汚損）等のあるものは使用しないこと。
  - 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
  - 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。
- \* 4) 再使用する際には必要に応じ、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、オートクレーブ、ケミクレーブ又は乾熱による滅菌もしくは薬剤による消毒をすること。なお、塩素系消毒剤は錆が発生することがあるので、長時間浸さないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧（物理的負荷）及び汚染を受けないように保管すること。
- 本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11  
電話番号 075-561-1112