



舌ブラシ

舌ケアプレミアム



共同研究
開発

新潟大学大学院医歯学総合研究科
せつしよくえんげ
摂食嚥下リハビリテーション学分野

極細
やさしくケア
ナイロン繊維で
デリケートな舌を



特殊加工繊維を
片面約8,000本使用
フック状の毛先で舌苔を

ごっそり絡め取る

SHOFU INC.

デリケートな舌をやさしくケア

ブラシ部は片面約8,000本の極細ナイロン繊維から成り、繊細な舌乳頭を傷つけずに毎日の舌ケアが行えます。

力のかけ方に関するコツはこちら(動画)でチェック!




舌表面・舌乳頭の間に入り込んだ舌苔を絡め取るブラシ構造

極細ナイロン繊維をフック形状に編み込んでいるため、舌乳頭の間に入り込んだ舌苔にもとどき、しっかり汚れを絡め取ります。

汚れを絡め取る構造

フック形状の極細ナイロン繊維が、舌乳頭の間に入り込んだ舌苔を絡め取ります。



〈イメージ図〉

包装・価格



舌ケアプレミアム

6本1箱
〈1本〉

ハンドルカラーバリエーション




アクア ミント キヤメル ローズ

両面仕様で使いやすく、舌の形にフィットするブラシ形状

ブラシは凸面、凹面がある両面仕様。それぞれの面が舌の表面、側面に密着し舌苔を除去します。凹面にはハンドル部に触知可能な(∴)マークを印字し、凸面凹面の識別が簡単です。

便利な両面仕様 (断面イメージ)



ご使用の際は製品に記載の注意事項等をよく読んでお使いください。

価格は2023年5月現在の標準医院価格または標準患者価格(消費税抜き)です。

取扱い店

【製造販売元】 SHIKIEN 株式会社

新潟県新潟市秋葉区新津四ツ興野 1735

【販売元】



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595 2305ACE5a-01