



電動歯ブラシ
オーラルB 電動歯ブラシ

100 since 1922 SHOFU 2022
100年先にも輝く笑顔を
Bright smiles for another 100 years

Oral-B

BY BRAUN

P&G Professional Oral Health

歯科医院専売品カタログ



NEW

マルチアクション ブラシ

角度のついた毛先が深く届く

精巧に計算された16度の傾きのブラシが、
歯ぐきのキワや届きにくい部分も徹底除去。

●歯ぐきのキワの歯垢が気になる方にオススメ

NEW

やわらか極細毛 ブラシ

驚くようなやさしい磨き心地

毛先0.01mmの極細毛が歯ぐきにやさしく、
優れた歯垢除去力を発揮。

●歯ぐきにやさしく歯垢を除去したい方にオススメ

3カ月で色が変わって
交換時期をお知らせ



改良されたブラシは交換カラーシグナル付き。
緑色の毛先が黄色に変化して交換時期を
お知らせしてくれます。

*マルチアクションブラシのみ

Xフィラメント を搭載



独自のX字型毛が通常毛では届かない
小さな箇所の汚れまでこすり落とします。

ブラシは3カ月が替え時




替えブラシは3ヵ月使用すると歯垢除去力が
約20%減少*することが分かっています。
いつでも高い歯垢除去力を保つためにも
3ヵ月ごとに交換しましょう。

*P&G調べ

SHOFU INC.

オーラルB 電動歯ブラシは、丸型ブラシが 歯を1本1本包み込んでブラッシング



丸型だから、磨き残しやすい
歯と歯ぐきのキワ、歯と歯の間に毛先を届け
効率的にプラーク除去します。

替えブラシ



iO 左右反転運動と
毛先の微振動

iO専用 iOシリーズにのみご使用いただけます



iO アルティメイト クリーン
2種類の長さを組み合わせた毛束が歯と歯ぐきのキワ、歯と歯の間に毛先を届け効率的にプラーク除去。

2本入 標準医院価格 円
標準患者価格 円



iO ジェントル クリーン
ブラシの外側の細いブラシ毛が歯と歯ぐきのキワをやさしくブラッシング。

2本入 標準医院価格 円
標準患者価格 円

▼ iOシリーズとは、互換性がありません。▼



ジーニアス・プロ
左右反転運動と
ブラシの上下振動

お口の状態に合わせた替えブラシをお奨めします

マルチアクションブラシ	ベーシックブラシ	やわらか極細毛ブラシ	歯間ワイパー付ブラシ	ホワイトニングブラシ	歯間用ブラシ
16°に傾いたブラシが、歯ぐきのキワも効果的にプラーク除去	基本的なブラッシング	ブラシの外側の極細毛が歯ぐきのキワをやさしくブラッシング	歯間ワイパーがやさしく、効果的に歯間部のプラーク除去	ラバーカップが歯磨き剤を効果的に届け、やさしくブラッシング	仕上げ磨きや、補綴装置や矯正装置周囲のブラッシング
3本入 標準医院価格 円 標準患者価格 円	3本入 標準医院価格 円 標準患者価格 円	3本入 標準医院価格 円 標準患者価格 円	3本入 標準医院価格 円 標準患者価格 円	3本入 標準医院価格 円 標準患者価格 円	1本入 標準医院価格 円 標準患者価格 円

※替えブラシはオーラルB iOシリーズ以外のすべて種にご使用いただけます。iOシリーズとは、互換
※替えブラシの使い分けは、あくまで一般的な例で者さまの症状や必要に応じて使い分けてくだ
電動歯ブラシは医療機器ではありません。

替えブラシ交換時期


2分間のブラッシングを1日2回の使用で、3カ月が目安です。
青色のブラシの色が白くなり、交換をお知らせします。

※ホワイトニングブラシ、やわらか極細毛ブラシの青色は変化しません。
※マルチアクションブラシのみ緑色から黄色に変化します。



【イメージ図】

子供用やわらかめブラシ



2本入 ブルー
標準医院価格 円
標準患者価格 円

2本入 ピンク
標準医院価格 円
標準患者価格 円

ご使用の際は説明書等をよく読んでお使いください。

価格は2023年3月現在の標準医院価格ならびに標準患者価格(消費税抜き)です。

取扱い店

製造販売元 P&Gジャパン合同会社
〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18 <https://jp.pg.com/>

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7888/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595