



電動歯ブラシ

オーラルB 電動歯ブラシ

Oral-B

BY **BRAUN**

P&G Professional Oral Health

歯科医院専売品カタログ

オーラルB iO プロフェッショナル

丸型ブラシのあらゆる側面の再設計により、
電動歯ブラシの音と振動を改善
ストレスフリーなブラッシングをご提供します。



SHOFU INC.

Oral-B iO

Oral-B iOは、エネルギーを毛先に直接伝達し、穏やかで効果的な微振動を引き起こします。この微振動で、やさしく効果的なプラーク除去を実現しました。



替えブラシ
優しくかつ効率的なブラッシング。

スマート押し付け防止センサー
ブラッシング圧の弱い、適切、強いをお知らせ。



Oral-B iO9



日本歯科医師会の推薦は、本製品の品質・性能等を保証するものではありません。また、製造・販売等に関するものではありません。

【ブラッシングモード:7モード】

- 標準クリーン
- やさらかクリーン
- 歯ぐきケア
- ホワイトニング
- しっかりクリーン
- 超やさらかクリーン
- 舌クリーニング

【インタラクティブディスプレイ】



【セット内容・付属品】 本体、マグネット式充電スタンド、トラベルケース

- 仕様
- 本体：幅30×奥行30×高さ183mm(132g)
 - マグネット式充電スタンド：幅58×奥行45×高さ110mm(159g)
 - 定格：〈マグネット式充電スタンド〉AC100~240V/50-60Hz/3W
 - フル充電時の作動時間：約12日間(1日2回、各2分間使用した場合)

人工知能AIで、適切なブラッシングをガイド



3時間でフル充電
マグネット式充電スタンド

【付属ブラシ】
●iO アルティメイト クリーン
●iO ジェントルクリーン

3時間でフル充電



リチウムイオン電池

Oral-B iO4

【ブラッシングモード:4モード】

- 標準クリーン
- やさらかクリーン
- ホワイトニング
- 超やさらかクリーン

【付属ブラシ】
●iO アルティメイト クリーン × 3本

【セット内容・付属品】 本体、差し込み式充電スタンド

- 仕様
- 本体：幅30×奥行30×高さ183mm(127g)
 - 充電器：幅57×奥行57×高さ25mm
 - 定格：AC100~110V/50-60Hz/0.9W
 - フル充電時の作動時間：約12日間(1日2回、各2分間使用した場合)

アプリ連動で、ブラッシングを記録



スマートフォンアプリと連動

16時間でフル充電



リチウムイオン電池



ジーニアス プロフェッショナル

多機能なプレミアムモデル



日本
歯科医師会
推薦
日本歯科医師会の推奨は、本製品の品質・性能等を保証するものではありません。また、製造・販売等に関与するものではありません。

【安全機能】

- 押し付け防止センサー
- 過圧ストッパー
- 過圧コントローラー

【ブラッシングモード:6モード】

- プロクリーン
- やわらかクリーン
- ホワイトニング
- 歯ぐきケア
- 舌クリーニング
- クリーン

【リアルタイム歯磨きナビ】

- スマートフォンアプリ連動
- ポジション検知機能

Bluetooth搭載モデル

スマートフォンアプリと連動し、毎日の歯磨きを応援



【付属ブラシ】

- やわらか極細毛ブラシ
- マルチアクションブラシ
- 歯間用ブラシ

【セット内容・付属品】

本体、充電器、ブラシ収納ホルダー、スマートフォンホルダー

12時間でフル充電

本体LED表示
●充電残量 ●稼働モード

仕様
●本体：幅29×奥行35×高さ241mm (138g) ※ブラシ含む
●ブラシ収納ホルダー：幅140×奥行90×高さ35mm
●充電器：幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm ●対応電圧：AC100-110V
●フル充電時の作動時間：約12日間(1日2回、各2分間使用した場合)



プロ プロフェッショナル

安全機能付きシンプルモデル



日本
歯科医師会
推薦
日本歯科医師会の推奨は、本製品の品質・性能等を保証するものではありません。また、製造・販売等に関与するものではありません。

【安全機能】

- 押し付け防止センサー
- 過圧ストッパー
- 過圧コントローラー

【ブラッシングモード:2モード】

- やわらかクリーン
- クリーン

【付属ブラシ】

- やわらか極細毛ブラシ
- 歯間用ブラシ

【セット内容・付属品】

本体、充電器

12時間でフル充電

本体LED表示
●充電残量

仕様
●本体：幅27×奥行35×高さ232mm (136g) ※ブラシ含む
●充電器：幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm ●対応電圧：AC100-110V
●フル充電時の作動時間：約14日間(1日2回、各2分間使用した場合)



すみずみクリーンキッズ プレミアム プロフェッショナル 子供用 ポケットモンスターモデル



やわらか
回転モード



子供が握り
やすい設計



海外使用可能
(240Vまで)



選んで貼れる
8枚入



3才からOK
安全設計



タイマー付
2分

【ブラッシングモード:2モード】

- やわらかクリーン
- クリーン

【付属ブラシ】

- 子供用やわらかめブラシ ブルー × 3本

【セット内容・付属品】

本体、マルチ電圧対応充電器、
付属ブラシ3本(ブルー)

仕様
●本体：幅32×高さ220mm (115g) ※ブラシ含む
●充電器：幅46.5×奥行63.5×高さ24.5mm
●対応電圧：AC100-110V
●フル充電時の作動時間：約5日間(1日2回、各2分間使用した場合)



16時間でフル充電

モードの説明



クリーンモード
通常モード。



プロクリーンモード
プラーク除去効果が最も高いモード。



やわらかクリーンモード
初めてお使いの方ややさしいブラッシングをお好みの方に。



ホワイトニングモード
ステインが気になる方へ。「ホワイトニングブラシ」
を使用して自然な白い歯へ。



歯ぐきケアモード
歯肉をやさしくケア。




舌クリーニング
舌のクリーニングに。

替えブラシ



iO 左右反転運動と毛先の微振動



丸型だから磨き残しやすい歯と歯ぐきのキワ、歯と歯の間に毛先を届ける

iO専用 iOシリーズにのみご使用いただけます。



iO アルティメイト クリーン
2種類の長さを組み合わせた毛束が歯と歯ぐきのキワ、歯と歯の間に毛先を届け効率的にプラーク除去。

2本入



iO ジェントル クリーン
ブラシの外側の細いブラシ毛が歯と歯ぐきのキワをやさしくブラッシング。

2本入



iO ラディアント ホワイト
独自のラバー素材で歯の表面に付着した着色汚れを効果的に除去。

2本入



iO ターゲット クリーン
届きにくい歯間部にもブラシが入り込んで効率的にプラーク除去。

2本入

▼ iOシリーズとは、互換性がありません。▼



ジーニアス・プロ
左右反転運動と
ブラシの上下振動

お口の状態に合わせた替えブラシをお奨めします					
<p>マルチアクションブラシ</p> <p>16°に傾いたブラシが、歯ぐきのキワも効果的にプラーク除去</p> <p>3本入</p>	<p>ベーシックブラシ</p> <p>基本的なブラッシング</p> <p>3本入</p>	<p>やわらか極細毛ブラシ</p> <p>ブラシの外側の極細毛が歯ぐきのキワをやさしくブラッシング</p> <p>3本入</p>	<p>歯間ワイパー付ブラシ</p> <p>歯間ワイパーがやさしく、効果的に歯間部のプラーク除去</p> <p>3本入</p>	<p>ホワイトニングブラシ</p> <p>ラバーカップが歯磨き剤を効果的に届け、やさしくブラッシング</p> <p>3本入</p>	<p>歯間用ブラシ</p> <p>仕上げ磨きや、補綴装置や矯正装置周囲のブラッシング</p> <p>1本入</p>

※替えブラシはオーラルB iOシリーズ以外のすべての機種にご使用いただけます。iOシリーズとは、互換性がありません。
※替えブラシの使い分けは、あくまで一般的な例です。患者さまの症状や必要に応じて使い分けてください。
電動歯ブラシは医療機器ではありません。

替えブラシ交換時期

2分間のブラッシングを1日2回の使用で、3カ月が目安です。
青色のブラシの色が白くなり、交換をお知らせします。

※ホワイトニングブラシ、やわらか極細毛ブラシの青色は変化しません。
※マルチアクションブラシのみ緑色から黄色に変化します。

【イメージ図】



子供用やわらかめブラシ



2本入 ブルー



2本入 ピンク

ご使用の際は説明書等をよく読んでお使いください。

価格は2023年5月現在の標準医院価格ならびに標準患者価格(消費税抜き)です。

修理のお問い合わせ・
ご相談は

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033

受付時間 9:30~12:30/13:30~17:30 月~金(祝日、夏季・冬季休業日を除く)

〒350-0269 埼玉県坂戸市につさい花みず木5-7-3

取扱い店

製造販売元

P&Gジャパン合同会社

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18 <https://jp.pg.com/>



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

2304CDJ5a-01