

歯科材料9 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 70907000  
(歯科用マンドレル 35170000)

## 松風スーパースナップ

### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

再使用禁止。

#### 【形状・構造及び原理等】

[形状、構造]

本材は、PVC製のコア(保持部)の上部又は表面に研磨シート又は研磨材粒子などを接着した研磨材である。構成品としてそれぞれの専用マンドレルCAを組み合わせる。

##### 1) 松風スーパースナップ

形状	作業部	ディスク径 (mm)
ディスク (リボーン)	研磨シート(アルミナ又はカーボランダム)	φ12
ミニディスク (リボーン)		φ8
パフディスク	パフシート(ポリッシングクロス)	φ12
		φ8
ミニポイント	アルミナ	—

識別色(用途)	ディスク (リボーン)	ミニディスク (リボーン)
黒(粗修整用)	黒 12S	黒 8S
紫(修整用)	紫 12S	紫 8W
緑(中研磨用)	緑 12W	緑 8W
赤(最終仕上げ用)	赤 12W	赤 8W

ここで、Sは「天面砥粒」、Wは「両面砥粒」である。

##### 2) 専用マンドレルCA

ディスク・ミニディスク用：  
ステンレス鋼、軸部形式1 (CA用)  
パフディスク・ミニポイント用：  
ステンレス鋼、軸部形式1 (CA用)

#### 【使用目的又は効果】

コンポジットレジン充填後の研磨に用いる。

#### \* 【使用方法等】

[使用方法]

1) 本材を歯科用マンドレル(専用マンドレルCA)に取り付け、歯科用エンジンまたは歯科用ハンドピース等に装着して使用する。

\* 2) 専用マンドレルCAを再使用する際には、速やかに、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、滅菌を行う。

滅菌方法：オートクレーブ(134℃3分又は121℃30分)による滅菌を行います。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 専用マンドレルCAに確実に固定すること。
- 2) ハンドピースメーカーの指示に従って、シャンクを確実に奥まで挿入し、半チャックでないことを確認すること。
- 3) 使用前に予備回転を行い、振れがないことを確認すること。
- 4) 排唾管やバキュームを作動させ、患者の口腔内の水、唾液を吸引すること。
- 5) 単一患者のみに使用すること。

#### \* 【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

1) 下記の最高許容回転速度を超えて使用しないこと。

種類	最高許容回転速度
ディスク、ミニディスク ミニポイント	15,000min <sup>-1</sup>
パフディスク	10,000min <sup>-1</sup>

2) 変形、損傷(曲がり、汚損)等のあるものは使用しないこと。

3) 本材を使用して研削・研磨する際には、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。

4) 目の損傷を防ぐために、保護眼鏡等を使用すること。

\* 5) 専用マンドレルCAを再使用する際には必要に応じ、清掃液、消毒剤を用いて付着物を除去した後、オートクレーブ、ケミクレーブ、乾熱による滅菌もしくは薬剤による消毒をすること。なお、塩素系消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム)や塩化ベンザルコニウム溶液、プラズマ滅菌は、さびの発生や接着材が劣化して作業部が脱落することがあるので使用しないこと。また、清掃液・消毒剤・滅菌器については、各製造業者の指示に従い正しく使用すること。

#### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・本材は、直射日光、湿気及び外圧(物理的負荷)を避けて保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

#### \* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風  
住所 〒605-0983  
京都市東山区福稲上高松町 11  
電話番号 075-561-1112