

デーモン3 MX

部 位		フック	ティップ	トルク	ローテーション	.022 スロット	
						左	右
U1	上顎中切歯	無し	5°	12°	0°	494-4461	494-4460
U2	上顎側切歯	無し	9°	8°	0°	494-4471	494-4470
U3	上顎犬歯	無し	6°	0°	0°	494-4481	494-4480
U4&5	上顎小臼歯	無し	2°	-7°	0°	494-4491	494-4490
L1&2	下顎切歯	無し	2°	-1°	0°	494-4411	494-4410
L3	下顎犬歯	無し	5°	0°	0°	494-4431	494-4430
L4	下顎第1小臼歯	無し	2°	-12°	0°	494-4441	494-4440
L5	下顎第2小臼歯	無し	2°	-17°	0°	494-4451	494-4450