

ロス セットアップ/バンド用

	部 位	タイプ	キャップ 取り外し	ティップ	トルク	ローテー ション	.018 スロット		.022 スロット		
							左	右	左	右	
	U6	上顎第1大臼歯	トリプル	可能	0°	-14°	14°	0483-399	0473-399	0484-399	0474-399
	U6	上顎第1大臼歯	ダブル	可能	0°	-14°	14°	0643-398*	0633-398*	0644-398	0634-398
	U6	上顎第1大臼歯	シングル	可能	0°	-14°	14°	0811-395*	0821-395*	0812-395*	0822-395*
	U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	0°	-14°	14°	0661-399	0651-399	0662-399	0652-399
	L6	下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-1°	-30°	4°	0781-398	0771-398	0782-398	0772-398
	L6	下顎第1大臼歯	シングル	可能	-1°	-30°	4°	0191-395*	0301-395*	0192-395	0302-395
	L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-1°	-30°	4°	0761-399	0751-399	0762-399	0752-399

※受注発注商品