

ロス セットアップ/DBS用

	部 位	タイプ	キャップ 取り外し	ティップ	トルク	ローテー ション	.018 スロット		.022 スロット		
							左	右	左	右	
	U6	上顎第1大臼歯	トリプル	可能	0°	-14°	14°	1483-399	1473-399	1484-399	1474-399
	U6	上顎第1大臼歯	ダブル	可能	0°	-14°	14°	1643-398*	1633-398*	1644-398*	1634-398*
	U6	上顎第1大臼歯	シングル	可能	0°	-14°	14°	1811-395	1821-395	1812-395	1822-395
	U7	上顎第2大臼歯	シングル	不可	0°	-14°	14°	1661-399	1651-399	1662-399	1652-399
	L6	下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-1°	-30°	4°	1781-398	1771-398	1782-398	1772-398
	L6	下顎第1大臼歯	シングル	可能	-1°	-30°	4°	1191-395	1301-395	1192-395	1302-395
	L7	下顎第2大臼歯	シングル	不可	-1°	-30°	4°	1761-399	1751-399	1762-399	1752-399

※受注発注商品