

# マクロフリンタイプ/バンド用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	幅径	.022スロット	
							左	右
 U6 上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	10°	4.4mm	662-000	662-001
 U6 上顎第1大臼歯	シングル	可能	-14°	0°	10°	4.4mm	662-014	662-015
 U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	3.3mm	662-006	662-007
 L6 下顎第1大臼歯	シングル	可能	-20°	0°	0°	4.4mm	662-004	662-005
 L7 下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	3.3mm	662-008	662-009