

McLaughlin, Bennett & Trevisi Rx*

部 位		フック	トルク	ティップ	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U1	上顎中切歯	無し	17°	4°	0°	443-2111	443-2110	444-2111	444-2110
U2	上顎側切歯	無し	10°	8°	0°	443-2211	443-2210	444-2211	444-2210
U3	上顎犬歯	付き	0°	8°	0°	443-3311	443-3310	444-3311	444-3310
U4&5	上顎小臼歯	付き	-7°	0°	0°	443-3511	443-3510	444-3511	444-3510
L1&2	下顎切歯	無し	-6°	0°	0°	443-2011		444-2011	
L3	下顎犬歯	付き	0°	3°	0°	443-3411	443-3410	444-3411	444-3410
L4	下顎第1小臼歯	付き	-12°	2°	0°	443-3611	443-3610	444-3611	444-3610
L5	下顎第2小臼歯	付き	-17°	2°	0°	443-3711	443-3710	444-3711	444-3710