

# ORTHOLINE SERIES


## オーソラインアーチワイヤー II Ti-Ni SE200

オーソラインアーチワイヤーシリーズに


### 「リングルタイプ」「トルクドタイプ」

を新たにラインナップ！

#### リングルタイプ



- スタンダードリングル  
アーチブランクのリングル用ワイヤーです。  
サイズは4種類からご選択いただけます。



- プリフォームドリングル  
インセットバンドの入ったリングル用ワイヤーです。  
サイズは3種類、上顎用・下顎用からご選択いただけます。

#### トルクドタイプ



セルフライゲーションブラケットにもオススメ！



- あらかじめ前歯部に20°のトルクが組み込まれており、前突の強い症例、Ⅱ級2類症例などに適したワイヤーです。  
2-2の幅に応じて3種類からご選択いただけます。

ご注文は裏面をご参照ください。


**SHOFU INC.**

スタンダードリンガル




- スタンダードリンガル  
アーチブランクのリンガル用ワイヤーです。  
サイズは4種類からご選択いただけます。
- 弱く持続的な力を発現します。
- 冷却すると柔らかくなり、ブラケットへの装着  
および結さつが容易になります。

アーチフォーム(イメージ)




サイズ	.010	ご注文	.012	ご注文	.014	ご注文	.016	ご注文	.016×.022	ご注文	.017×.017	ご注文	包装
S	SL10100		SL10120		SL10140		SL10160		SL11622		SL11717		10入
M	SL20100		SL20120		SL20140		SL20160		SL21622		SL21717		
L	SL30100		SL30120		SL30140		SL30160		SL31622		SL31717		
XL	SL40100		SL40120		SL40140		SL40160		SL41622		SL41717		

プリフォームリンガル





- プリフォームリンガル  
インセットバンドの入ったリンガル用ワイヤーです。  
サイズは3種類、上顎用・下顎用からご選択いただけます。
- 弱く持続的な力を発現します。
- 冷却すると柔らかくなり、ブラケットへの装着および結さつが容易になります。

アーチフォーム(イメージ)



部位	サイズ	.010	ご注文	.013	ご注文	.016	ご注文	包装
上顎	S	PL11010		PL11013		PL11016		10入
	M	PL21010		PL21013		PL21016		
	L	PL31010		PL31013		PL31016		
下顎	S	PL12010		PL12013		PL12016		
	M	PL22010		PL22013		PL22016		
	L	PL32010		PL32013		PL32016		

オーソラインアーチワイヤー II Ti-Ni SE200 トルクド (歯列矯正用ワイヤ)



- あらかじめ前歯部に20° のトルクが組み込まれており、  
2-2の幅に応じて3種類からご選択いただけます。
- ワイヤーの向きを変えることでプラストルク、マイナストルクをかけることができ、  
II 級2類症例、前突の強い症例などにおいて、早期にトルクコントロールを行います。
- ステンレス鋼ワイヤーと比べ、弱く持続的なトルクをかける力を発現します。
- 弱く持続的な力を発現します。
- 冷却すると柔らかくなり、ブラケットへの装着および結さつが容易になります。

センターマーク	トルク部長さ	.016X.022	ご注文	.016X.025	ご注文	.017X.025	ご注文	.018X.025	ご注文	.019X.025	ご注文	.021X.025	ご注文	包装
≡≡≡	28mm	T162228		-		T172528		T182528		T192528		T212528		10入
≡≡≡	34mm	T162234		T162534		T172534		T182534		T192534		T212534		
≡≡≡	38mm	T162238		T162538		T172538		T182538		T192538		T212538		

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使い下さい。

ご注文はFAXにてお願い申し上げます。

FAX送信先：株式会社 松風 矯正課 03-3832-7682

お得意先名	フリガナ	ご担当者様	フリガナ
ご住所	フリガナ	TEL.	-
〒		FAX.	-
e-mail			

通信欄

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報を、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、物品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、当社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先  
営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-16-2 松風 EST ビル  
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682  
www.shofu.co.jp