



歯列矯正用ヘッドギア

# 松風ヘッドギア



## *Headgear*

リバースプルマスク

ハイプルヘッドキャップ

サービカルネックパッド

セーフティーリリースモジュール

*SOLUTIONS TO  
HEADGEAR COMPLIANCE.*

**SHOFU INC.**

リバースプルマスク

形状	ヘッドストラップ	サイズ	ブラック	ブルー	ピンク	縦×横	内容量
 <p>ブルー ピンク ブラック</p>		スモール	401-011	401-012	401-013	15 cm × 14 cm	1セット
		ミディアム	401-021	401-022	401-023	16 cm × 14 cm	

ハイプルヘッドキャップ

形状	色調	商品番号	内容	内容量
 <p>アソート</p>	アソート	900-210	ブルー、ピンク、ティール、パープル、レッド各2	10入
	ブラック	900-208	ブラック	10入

サービカルネックパッド

形状	色調	商品番号	内容	内容量
 <p>アソート</p>	アソート	900-122	ブルー、ピンク、ティール、パープル、レッド各2	10入
	ブラック	900-104	ブラック	10入

セーフティリリースモジュール

形状	色調	商品番号	フォース	内容量
 <p>ブラック</p>	ブラック	150-010	ライト	450 g / cm
		150-020	ミディアム	600 g / cm
		150-030	ヘビー	750 g / cm
 <p>ネオンカラーアソート</p>	ネオンカラーアソート (ブルー、ピンク、グリーン イエロー、オレンジ各2)	150-110	ライト	450 g / cm
		150-120	ミディアム	600 g / cm
		150-130	ヘビー	750 g / cm

ハイプルヘッドキャップキット

形状	色調	商品番号	キット内容
 <p>1症例キット</p>	ブラック	800-020	ハイプルヘッドキャップ(ブラック)1 セーフティリリースモジュールミディアム(ブラック)2 1セット

サービカルネックパッドキット

形状	色調	商品番号	キット内容
 <p>1症例キット</p>	ブラック	810-020	サービカルネックパッド(ブラック)1 セーフティリリースモジュールミディアム(ブラック)2 1セット

一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000119

関連製品



60-009 ヘッドギアブライヤー  
ワイヤーUp to.051" (約1.3mm)



60-074 ヤングブライヤー  
ワイヤーUp to.040" (約1.0mm)

商品に関するお問い合わせは、株式会社 松風 営業部矯正課までお願いいたします。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。