



写真提供: 藤澤 将人 先生 (目白ヶ丘デンタルクリニック・矯正歯科)

【商品特徴】

- ・ステンレス製 (厚み約1.2mm)
- ・片面ミラー面
- ・反射率約65%
- ・持ち手部分にはブラスト加工 (指紋防止)
- ・オートクレーブ滅菌 (132°C) 対応
- ・滅菌用布ケース付き

※単品でもご購入いただけます。



商品番号	規格	包装	ご注文数
74-904	Mi-4(大)	各1入	
74-905	Mi-5(中)		
74-906	Mi-6(小)		
74-907	Mi-7(小児)		
74-908	Mi-8(側方)		
74-999	布ケース (滅菌用)	1入	

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使い下さい。

一般医療機器 医療機器届出番号:09B2X00010000334

ご注文はFAXにて
お願い申し上げます。

FAX送信先: 株式会社 松風 矯正課 03-3832-7682

お得意先名 フリガナ	ご担当者様 フリガナ
ご住所 フリガナ	TEL. - -
〒	FAX. - -

通信欄

お預かりした個人情報はご注文時の受発注処理に利用させていただきます。また、弊社からの商品情報、セミナー案内に使用させていただく場合がございます。このカタログに記載の価格は2020年6月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。