

オプション/DBS用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテー ション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
 U6 上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	14°			1812-404	1822-404
 U6 上顎第1大臼歯	シングル	可能	-9°	0°	10°	1811-320 *	1821-320 *	1812-320	1822-320
 U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	0°			1662-397 *	1652-397 *
 U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-9°	0°	10°	1661-311 *	1651-311 *	1662-311	1652-311
 L6 下顎第1大臼歯	シングル	可能	-30°	2°	0°	1721-320 *	1711-320 *	1722-320 *	1712-320 *
 L7 下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	2°	0°	1761-393 *	1751-393 *	1762-393	1752-393

※受注発注商品