



CAD/CAM用だから 実現可能な高審美・高物性の プロビジョナル作製用PMMAディスク

M-PM-ディスクはCAD/CAMで効率的にテンポラリークラウンやプロビジョナルクラウンを作製可能なPMMAディスクです。30日以上 of 長期的な口腔内使用に適しています。

長期的に審美性を維持することが可能

変着色が少ないため、長期のプロビジョナルレストレーションに特に適しています。


すぐれた表面滑沢性

摩耗面の表面粗さが小さいため、装着期間中も光沢を維持できる性能を有しています。


すぐれた耐摩耗性

加圧・加熱重合により製造しているため、耐摩耗性にすぐれており、長期にわたって咬合状態を維持します。


ローダミン着色性(ΔE)【代表値】



3万サイクル歯ブラシ摩耗試験後の表面粗さ(Ra)【代表値】



3万サイクル歯ブラシ摩耗量(wt%)【代表値】



※全て松風独自試験による

※微量の焼却残渣が発生するため、鑄造およびプレステクニックには使用できません。

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
M-PM-ディスク	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 228AFBZX00005000

包装・価格



M-PM-ディスク

サイズ：2種／φ98.5×16、φ98.5×20(mm)
色調：2色／A2、A3

このカタログに記載の価格は2016年3月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店