UNI BRUSH

)val type

ユニブラシシリーズに「オーバルタイプ」が新登場。

「丸型毛先」

ダブル W 二刀流 筆 先」という新発 想



SHOFU INC.

柄の両端が使用できる「W筆先仕様」



柄の両端に筆先が装着できる「W筆先仕様」のため、柄を逆にすれば素早く異なる太さの 筆先が使用できます。

また柄の「Sタイプ」を装着する部分は「ユニブラシ No.4」の筆先も装着することが可能です。 使用用途に応じて「Sタイプ」と「No.4」の使い分けも可能です。

#4 / #OS ◀

UNI BRUSH

(ユニブラシ オーバルタイプの柄)

新発想!塗りムラ低減、丸型毛先

平筆の毛先を水平にカットせず、丸型に調整しました。筆先が必要以上に広がらず、筆の辺縁にペーストが広がるのを抑えるため、スムーズな 塗布性を実現しました。

弊社従来品 ユニブラシ No.4 と 新製品ユニブラシ オーバルタイプ 「S」 の筆先の広がり比較









ユニブラシ オーバルタイプ [S]

3 広い面の塗布に便利な[Lタイプ]の筆先

表面滑沢硬化材や広範囲へのオペーク塗布など広い面 への塗布には「Lタイプ」の使用が効果的です。





ユニブラシ No.4 使用

ユニブラシ オーバルタイプ「L」使用

■ 使用材料:レジングレーズ リキッドタイプ [歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材]

使用例



オーバルタイプ「L」使用 表面滑沢硬化材「レジングレーズ」を広範囲に塗布。



オーバルタイプ「L」使用 セラマージュ GUM オペークを広範囲に塗布。



オーバルタイプ「S」使用 ソリデックス ハーデュラ オペークを塗布。筆の側面を 使用することで隣接部などの細部にも対応できます。

包装·価格

ユニブラシ オーバルタイプ

Lタイプ

内容:柄 1本 筆先/10本(Lタイプ筆先) Sタイプ

内容:柄 1本 筆先/10本(Sタイプ筆先)

※Lタイプまたは、Sタイプのみでは「W筆先」での 使用はできません。



このカタログに記載の価格は2016年5月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店

