

LABMixer

Vacuum Mixer for Dental Laboratory

真空ポンプ内蔵

歯科技工用真空攪拌器

ラボミキサー



◆真空ポンプ内蔵


真空ポンプ内蔵により電源コードのみの接続で、設置場所を選びません。

◆目的に応じて選べる10種類のプリセットプログラム

石こう・埋没材の攪拌に対応できる10種類のプログラムを内蔵しています。
ユーザー様のお好みの練和回転速度や練和時間のプログラムに変更も可能です。

◆シンプルな操作性

設定項目は練和回転速度と練和時間の選択で、操作に難しい手順は不要です。



LAB Mixer Vacuum Mixer for Dental Laboratory



販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ラボミキサー	歯科技工用真空攪拌器	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000208

仕様

電源電圧及び周波数	AC100V±10V, 50/60Hz
電源入力	300VA
真空度	14.7kPa
ヒューズ	5A(2本)
外形寸法(壁掛用ブラケット装着時)	W171×D158×H370(mm)
外形寸法(スタンド【別売】装着時)	W200×D220×H552(mm)
質量(本体)	7.4kg
質量(壁掛用ブラケット)	0.8kg
質量(スタンド【別売】)	3.6kg

包装・価格



歯科技工用真空攪拌器 ラボミキサー 一式

【内容】

本体1台、
小ボールセット1個、
中ボールセット1個、
壁掛用ブラケット1個、
壁取付用木ねじ5本、
壁掛用ブラケット取付ねじ5本、
吸引フィルタ(予備)1個、
ボックスドライバー1本

単品商品



ボールセット

小ボール+小ボール用フタ
中ボール+中ボール用フタ
大ボール+大ボール用フタ



ボール

小ボール
中ボール
大ボール

※小・中・大ボールはリフトミキサー・パワーリフトミキサーと共用ですが、
小・中・大ボールセットは共用ではありません。



ラボミキサー スタンド 一式

【内容】

スタンド台1個、支柱2本、ばね座金2枚、
六角穴付ボルト2本、本体取付用ねじ4本、
六角レンチ1本、クッション1枚

関連商品



歯科高温鑄造用埋没材 スノーホワイト

●包装・価格
粉 2.5kg
18kg
30kg
液 300mL
2L



歯科高温鑄造用埋没材 ベルベティ

●包装・価格
粉 2kg
粉 60g×30袋
液 300mL



歯科高温鑄造用埋没材 ベルベティスーパークイック

●包装・価格
粉 2kg
粉 60g×30袋
ベルベティ液(共用) 300mL
(※専用液はベルベティ液を使用します。)



歯科鑄造用石こう系埋没材 クリスタフDF

●包装・価格
15kg(1.5kg×10)
エコノバック3kg(1.5kg×2)

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

<http://www.shofu.co.jp>

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6252-8141/福岡(092)472-7595