

学術DVD

# ヴィンテージ システム テクニカルマニュアル

世界で5カ国語以上に翻訳され、ベストセラーとなったセラミスト必読本「ザ・メタルセラミックス(現在絶版)」の著者であり、日本ではもとより海外でも高名なセラミストである山本眞先生が、全ての歯科技工士に贈るポーセレンワークの理論から実技までを余すところなく映像に収めた新バイブル。基礎編の「色の見え方とシェードテイキング」は、口腔内という特別な色環境の中で人の目が起こしてしまうシェードテイキングのミスの法則が解説され、歯科医師の先生方も参考になる内容を収録しています。

# 技魂

ポーセレン  
ワークの  
新バイブル



山本 眞

再生時間約3時間10分(190分)の大ボリュームを26のコンテンツから、ピンポイントにチェックできます。

はじめに～開発の歴史～ (8分)		ポーセレンワークの実技		ヴィンテージシステムについて	
<b>ポーセレンワークの基礎</b>					
■フレーム設計 (7分)		■基本築盛(前歯) (21分)		■ヴィンテージ MP (2分)	
■フレームの前処理 (10分)		■基本築盛(白歯) (12分)		■ヴィンテージ AL (2分)	
■色の見え方とシェードテイキング (12分)		■1次築盛 (8分)		■ヴィンテージ ZR (2分)	
■ファンデーション (10分)		■2次築盛 (13分)		■ヴィンテージ Art (1分)	
■オパールポーセレン (6分)		■形態修整 (13分)		おわりに (1分)	
■焼成スケジュール (4分)		■ポーセレンマージンテクニック (15分)			
		■ワンバーク法によるブリッジの築盛 (11分)			
		■ガム色陶材の築盛 (19分)			
		■前歯多色築盛(2回築盛法)			

## 【ポーセレンワークの実技】

すべての実技が山本眞先生によるものです。作業者の目線で撮影していますので、あたかも自分が築盛しているかのような臨場感あふれる映像となっています。さらに、映像とリンクしたワンポイントアドバイスやイラストでの補足説明で、わかりやすさを追求。ステップ終了後には完成物をさまざまな角度からお見せしています。

## 【ポーセレンワークの基礎】

- フレーム設計**  
ポーセレンが咬合圧に耐えるため、また焼付き強度を確保するために必要なフレーム形状の基本について解説します。
- フレームの前処理**  
メタルやジルコニアフレームなど多岐にわたるフレーム材について、適正な表面処理や熱処理方法について解説します。
- 色の見え方とシェードテイキング**  
デジタル機器を応用したシェードテイキングについての解説です。従来のシェードテイキングの欠点を解消し、より審美的な色調再現への近道を紹介します。
- ファンデーション**  
色調再現に必要なオパーク(歯頸部)までの事前作業について、その重要性和有効性について解説します。
- オパールポーセレン**  
オパールポーセレンの原理、特性を解説します。
- 焼成スケジュール**  
フレームとポーセレンを確実に、かつ安心して焼成できるスケジュールの原則を解説します。

## 【収録時間】 約190分(片面・2層DVD)



山本 眞 ヴィンテージ システム  
テクニカルマニュアル DVD

取扱い店