

# ジルコニア ニケイ酸リチウム 研削研磨 キャンペーン

2020 7/21 (Tue) ▶ 8/20 (Thu)

ジルコニアやニケイ酸リチウムの  
形態修整、仕上げ研磨におススメの研削材を  
特別価格でご提供します。  
是非この機会にお求めください。

※当キャンペーンは数量限定です。期間中でも限定数に達し次第、  
キャンペーンを終了させていただきますので、お早めにご用命ください。

## 形態修整に ビトリファイドダイヤ

ダイヤモンドポイントのような研削力を持ちながら、カーボランダムポイントのような滑らかな切削感。硬度の高いジルコニア、ニケイ酸リチウムをスムーズに研削していただけます。



CA 口腔内でも



HP 口腔外でも



## 仕上げ研磨に ジルコシャイン

ダイヤモンド砥粒を含有したゴム製研磨材。用途に応じてダイヤモンドの粒度が異なるコース、ミディアム、ファインを選択していただけます。



CA 口腔内でも



HP 口腔外でも



## 最終仕上げに ワックスタイプの シルグロス

除去性、ブラシへの塗布性にすぐれた飛散しにくいワックスです。短時間でキズを取り、艶やかな表面性状に仕上がります。




HP












松風ピボットブラシを使用して研磨します

## ジルコニア・ニケイ酸リチウム 鏡面研磨へ おすすめの研削・研磨ステップ








注文書 ジルコニア研削・研磨キャンペーン 2020年7/21(火)～8/20(木) \*表中の「-」はラインナップがございませんので、ご注文いただけません。予めご了承ください。

### ビトリファイドダイヤ

									
FG	-	-	-	箱	箱	-	-	-	-
CA	-	-	-	-	箱	箱	-	箱	-
HP	箱	箱	箱	-	箱	箱	箱	箱	箱
標準医院価格	2本¥4,500	2本¥2,900	3本¥4,500	3本¥2,900	3本¥2,900	3本¥2,900	3本¥2,900	3本¥2,900	2本¥4,500
特別医院価格	特別価格								

### ジルコシャイン

					
CAコース	-	-	箱	箱	-
CAミディアム	-	-	箱	箱	-
CAファイン	-	-	箱	箱	-
HPコース	箱	箱	箱	-	箱
HPミディアム	箱	箱	箱	-	箱
HPファイン	箱	箱	箱	-	箱
標準医院価格	3本¥3,300	3本¥3,300	4本¥3,300	3本¥3,300	1枚¥2,150
特別医院価格	特別価格				

### ジルグロス

20g	40g
個	個
¥10,500	¥14,000
特別価格	

貴医院名 / 貴技工所名

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

価格は2020年7月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご住所 〒

取扱い店

TEL.

( )

お預かりした個人情報はご注文の受発注処理に利用させていただきます。また、弊社からの製品情報、セミナー案内に使用させていただく場合がございます。