

デーモン3

部 位	フック	ティップ	トルク	ローテーション	.022 スロット	
					左	右
U1 上顎中切歯	無し	5°	12°	0°	491-4111	491-4110
U2 上顎側切歯	無し	9°	8°	0°	491-4211	491-4210
U3 上顎犬歯	無し	6°	0°	0°	491-4331	491-4330
U4&5 上顎小白歯	無し	2°	-7°	0°	491-4521	491-4520
L1&2 下顎切歯	無し	2°	-1°	0°	491-4021	491-4020
L3 下顎犬歯	無し	5°	0°	0°	491-4431	491-4430
L4 下顎第1小白歯	無し	2°	-12°	0°	491-4621	491-4620
L5 下顎第2小白歯	無し	2°	-17°	0°	491-4721	491-4720