

オプション

部 位		フック	ティップ	トルク	ローテーション	.022 スロット	
						左	右
U1	上顎中切歯 (ハイトルク)	無し	5°	17°	0°	491-4141	491-4140
U1	上顎中切歯 (ロートルク)	無し	5°	7°	0°	491-4121	491-4120
U2	上顎側切歯 (ハイトルク)	無し	9°	10°	0°	491-4241	491-4240
U2	上顎側切歯 (ロートルク)	無し	9°	3°	0°	491-4221	491-4220
U3	上顎犬歯 (ハイトルク)	無し	6°	7°	0°	491-4361	491-4360
L1&2	下顎切歯 (ロートルク)	無し	2°	-6°	0°	491-4051	491-4050
L3	下顎犬歯 (ハイトルク)	無し	5°	7°	0°	491-4461	491-4460