

オプション

部 位	フック	ティップ	トルク	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
					左	右	左	右
U1	上顎中切歯 (スーパートルク)	無し	5°	17°	0°		092 - 750	082 - 750
U1	上顎中切歯	無し	5°	7°	0°		092 - 700	082 - 700
U2	上顎側切歯 (スーパートルク)	無し	9°	10°	0°		102 - 750	072 - 750
U2	上顎側切歯	無し	9°	3°	0°		102 - 700	072 - 700
U3	上顎犬歯 (ティップ9°)	付き	9°	-2°	4°		112 - 760	062-760
U3	上顎犬歯 (ティップ9°)	無し	9°	-2°	4°		112 - 761	062 - 761
U3	上顎犬歯	無し	11°	-7°	0°		112 - 700	062 - 700
U4&5	上顎小白歯	無し	0°	-7°	0°		132 - 701	042-701
L3	下顎犬歯	無し	5°	-11°	0°		222 - 700	272 - 700
L4	下顎第1小白歯	無し	0°	-17°	0°		212 - 701	282 - 701
L5	下顎第2小白歯	無し	0°	-22°	0°		202 - 701	292 - 701

※受注発注商品