

ロス セットアップ

部 位	フック	ティップ	トルク	ローテーション	.018 スロット		.022 スロット	
					左	右	左	右
U1 上顎中切歯	無し	5°	12°	0°	091-762	081-762	092-762	082-762
U2 上顎側切歯	無し	9°	8°	0°	101-760	071-760	102-760	072-760
U3 上顎犬歯	付き	13°	-2°	4°	111-799	061-799	112-799	062-799
U3 上顎犬歯	無し	13°	-2°	4°	111-709*	061-709*	112-709	062-709
U4&5 上顎小白歯	付き	0°	-7°	2°	131-799	041-799	132-799	042-799
U4&5 上顎小白歯	無し	0°	-7°	2°	131-709	041-709	132-709	042-709
L1&2 下顎切歯	無し	0°	-1°	0°	241-701	251-701	242-701	252-701
L3 下顎犬歯	付き	7°	-11°	2°	221-799	271-799	222-799	272-799
L3 下顎犬歯	無し	7°	-11°	2°	221-709*	271-709*	222-709	272-709
L4 下顎第1小白歯	付き	0°	-17°	4°	211-797	281-797	212-797	282-797
L4 下顎第1小白歯	無し	0°	-17°	4°	211-719	281-719	212-719	282-719
L5 下顎第2小白歯	付き	0°	-22°	4°	201-797	291-797	202-797	292-797
L5 下顎第2小白歯	無し	0°	-22°	4°	201-719	291-719	202-719	292-719

※受注発注商品