



パッシブセルフライゲーションブラケット  
SHOFU SL ブラケット


# GENIUS™ SYSTEM™

Self-Ligating Passive System

## GENIUS™ SYSTEM™

Self-Ligating Passive System

幅の広いシャッター



丸みのあるデザイン



結さつ可能なタイウィングスペース



スロットエッジ部のラウンド加工




簡便なオープン/クローズ機構



ベース面デザイン



扱いやすい形状(7番チューブ)



ディスタルエクステンション(7番チューブ)



タイバックのためのディスタルエクステンション

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
SHOFU SL ブラケット	歯列矯正用アタッチメント	管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00050000
ブラケットオープニングドライバー	歯科矯正用結さつ器	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000275
SHOFUチューブ	歯列矯正用チューブ	管理医療機器 医療機器認証番号 307AKBZX00076000
SHOFUペイシエントキット	歯列矯正用アタッチメント	管理医療機器 医療機器認証番号 307AKBZX00077000

商品に関するお問い合わせは、株式会社 松風 営業部矯正課までお願いいたします。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風 営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-16-2 松風ESTビル

Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682

www.shofu.co.jp/ortho/

矯正に関するお問合せ先

SHOFU INC.



# GENIUS™ SYSTEM™

Self-Ligating Passive System



## GENIUS SYSTEM

パッシブ × .021スロット という新しいコンセプト

前歯部に.018スロット、オプション JETsystemを追加  
バイディメンジョナルテクニックに対応

### パッシブセルフライゲーションブラケット

開閉式のシャッターにより4つの面でワイヤーを効率的にコントロールします。  
結さつ不要なためケアタイムの削減、患者さまの負担軽減につながります。

### .021スロット

スロットとワイヤーの遊びを減少させ、ワイヤーの力を効率的に伝えます。  
※使用するワイヤーは、ラウンド .020、レクタングュラー .019×.025インチ以下を使用。

### 優れた審美性

ブラケットボディ、スロット、シャッターがセラミック製です(ジニアス クリスタル)。



# GENIUS™ CRYSTAL™



ジニアスシステムのセラミック製の審美ブラケットです。  
シャッターまでセラミック製のため、審美性に優れています。  
タイウィングスペースも備えており結さつとも可能です。

製 品	包装
ジニアス クリスタル	単 品 10入

(社内処理コード：.018 KNO1 / .021 KNO2 / オプション KNO3)

部 位	フック	トルク	ティップ	.018スロット		.021スロット	
				左	右	左	右
U1 上顎中切歯	無し	14°	5°	GSC1210	GSC1110	GSC3210	GSC3110
U2 上顎側切歯	無し	6°	9°	GSC1220	GSC1120	GSC3220	GSC3120
U3 上顎犬歯	付き	3°	5°	GSC1231	GSC1131	GSC3231	GSC3131
U4&U5 上顎小臼歯	無し	-7°	2°	-	-	GSC3240	GSC3140
L1&L2 下顎切歯	無し	-6°	0°	GSC1310	GSC1410	GSC3310	GSC3410
L3 下顎犬歯	付き	3°	5°	GSC1331	GSC1431	GSC3331	GSC3431


1症例キット 内容				.021スロット ※7番:.022スロット	標準医院価格
	上下顎 3-3	犬歯 フック付き		C3W3H	¥29,800
	上下顎 5-5 (下顎4-5メタル)	犬歯 フック付き		CU5L33H	¥45,800
	上下顎 7-7 (上顎6-7,下顎4-7メタル)	犬歯 フック付き		C7W3H	¥55,400

#### オプション JETsystem

部 位	フック	トルク	ティップ	.018スロット	
				左	右
U1 上顎中切歯 (ハイトルク)	無し	22°	5°	GSC5210	GSC5110
U2 上顎側切歯 (ハイトルク)	無し	15°	9°	GSC5220	GSC5120
U3 上顎犬歯 (ハイトルク)	付き	11°	8°	GSC5231	GSC5131

1症例キット 内容			.018スロット
	上顎 3-3(ハイトルク)/下顎3-3	犬歯 フック付き	A3JTHITQ

#### Identification System



GSCCM  
コンサルテーションモデル  
ジニアスクリスタル

#### 専用インストルメント (ジニアス クリスタル/ジニアス メタル共用)



BD32001

ブラケットオープニングドライバー

包装

1入

(社内処理コード：KMO9)

# GENIUS™ METAL



製 品	包装
ジニアス メタル (1番～6番) SHOFU チューブ (7番)	単 品 10入 単 品 10入

(社内処理コード：ジニアス メタル KMO2 / SHOFU チューブ LMO2)

部 位	フック	トルク	ティップ	.021スロット	
				左	右
U1 上顎中切歯	無し	14°	5°	GSM3210	GSM3110
U2 上顎側切歯	無し	6°	9°	GSM3220	GSM3120
U3 上顎犬歯	付き	3°	5°	GSM3231	GSM3131
U3 上顎犬歯	無し	3°	5°	GSM3230	GSM3130
U4&U5 上顎小臼歯	付き	-7°	2°	GSM3241	GSM3141
U4&U5 上顎小臼歯	無し	-7°	2°	GSM3240	GSM3140
L1&L2 下顎切歯	無し	-6°	0°	GSM3310	GSM3410
L3 下顎犬歯	付き	3°	5°	GSM3331	GSM3431
L3 下顎犬歯	無し	3°	5°	GSM3330	GSM3430
L4 下顎第一小臼歯	付き	-11°	4°	GSM3341	GSM3441
L4 下顎第一小臼歯	無し	-11°	4°	GSM3340	GSM3440
L5 下顎第二小臼歯	付き	-16°	2°	GSM3351	GSM3451
L5 下顎第二小臼歯	無し	-16°	2°	GSM3350	GSM3450

#### オプション

U3 上顎犬歯	Lフック付き	3°	5°	GSM3232	GSM3132
L3 下顎犬歯	Lフック付き	3°	5°	GSM3332	GSM3432

部 位	タイプ	トルク	ティップ	ローテー ション	.021スロット ※7番:.022スロット	
					左	右
U6 上顎第一大臼歯	シングル	-17°	0°	6°	GSM3262	GSM3162
L6 下顎第一大臼歯	シングル	-20°	2°	2°	GSM3362	GSM3462
U7 上顎第二大臼歯	シングル	-18°	0°	3°	272113	172113
L7 下顎第二大臼歯	シングル	-23°	0°	0°	372113	472113

1症例キット 内容			.021スロット ※7番:.022スロット
	上下顎 5-5	フック無し	M5WO
	上下顎 5-5	犬歯フック付き	M5W3H
	上下顎 5-5	犬歯・小臼歯フック付き	M5WH
	上下顎 7-7	フック無し	M7WO
	上下顎 7-7	犬歯フック付き	M7W3H

#### Identification System



GSMCM  
コンサルテーションモデル  
ジニアスメタル