

マクロープリンタイプ／ DBS用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテー ション	幅 径	.018 スロット		.022 スロット	
							左	右	左	右
U6 上顎第1大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	4.4mm	880-001	880-002	820-001	820-002
U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	3.3mm	880-022	880-021	820-022	820-021
L6 下顎第1大臼歯	シングル	不可	-20°	0°	0°	4.4mm	880-005	880-006	820-005	820-006
L7 下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	3.3mm	880-015	880-016	820-015	820-016

ロスタイプ／ DBS用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテー ション	幅 径	.018 スロット		.022 スロット	
							左	右	左	右
U6 上顎第1大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	14°	4.4mm	870-001	870-002	810-001	810-002
U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	14°	3.3mm	870-022	870-021	810-022	810-021
L6 下顎第1大臼歯	シングル	不可	-30°	0°	4°	4.4mm	870-005	870-006	810-005	810-006
L7 下顎第2大臼歯	シングル	不可	-30°	0°	4°	3.3mm	870-015	870-016	810-015	810-016

オプション／ DBS用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテー ション	幅 径	.018 スロット		.022 スロット	
							左	右	左	右
U7 上顎第2大臼歯 (-19°トルク)	シングル	不可	-19°	0°	8°	3.3mm	880-011 *	880-012 *	820-011	820-012
U7 上顎第2大臼歯 (4°ローテーション)	ミニシングル	不可	-14°	0°	4°	2.5mm	880-013	880-014	820-013	820-014
L7 下顎第2大臼歯	ミニシングル	不可	-10°	0°	0°	2.5mm	880-017	880-018	820-017	820-018
L7 下顎第2大臼歯 (4°ローテーション)	ミニシングル	不可	-10°	0°	4°	2.5mm	880-020 *	880-019 *	820-020	820-019

※受注発注商品