

## コンバーチブル マクローフリンタイプ/ DBS用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	幅径	.018スロット		.022スロット	
							左	右	左	右
U6 上顎第1大臼歯	シングル	可能	-14°	0°	10°	4.4mm	780-069	780-071	720-051	720-053
L6 下顎第1大臼歯	シングル	可能	-20°	0°	0°	4.4mm	780-073	780-076	720-055	720-058

## コンバーチブル ロスタイプ/ DBS用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテーション	幅径	.018スロット		.022スロット	
							左	右	左	右
U6 上顎第1大臼歯	シングル	可能	-14°	0°	14°	4.4mm	770-051	770-053	710-051	710-053
L6 下顎第1大臼歯	シングル	可能	-30°	0°	4°	4.4mm	770-055	770-058	710-055	710-058