

●関連製品

◇フォースプロダクト (歯列矯正用エラスチック器材)

SHOFU ORTHO

SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 223ADBZX00008A01



エラスティックチェーンTS

エラスティックチェーンTS	包装
	1PK

(社内処理コード:SA01)

- 持続性、耐久性に優れた熱硬化型ポリウレタン製ライトフォースチェーンです。
- 厚さ0.4mm。やわらかく、おだやかな力をかけることができます。
- 経済的な2m巻きのパッケージ。



パッケージ同士を連結可能です

フォース	色調	スパン	イメージ	商品番号	内容量
ライト	クリアー	ナロー		W042001	2m
		ミディアム		W042002	

◇フォースプロダクト (歯列矯正用エラスチック器材)

SHOFU ORTHO

SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器承認番号 21900BZY00010000



エラスティックチェーン


エラスティックチェーン	包装
	1PK

(社内処理コード:SA01)

- 厚さ0.6mmのヘビーフォースの熱可塑性チェーンです。
- エラスティックチェーンTSよりも強い力を発現します。



エラスティックチェーンの形状及び寸法



フォース	色調	スパン	イメージ	商品番号	内容量
ヘビー	クリアー	クローズ		W211501	15フィート (約4.5m)
		オープン		W221501	
		オープンミディアム		W231501	
		オープンロング		W241501	

エラスティックチェーンTS

種類	ホールの間隔 A (mm)	チェーンの外径 B (mm)	チェーンの内径 C (mm)	チェーンの厚み D (mm)
ナロー	約2.8	約2.8	約1.3	0.4mm
ミディアム	約4.0			

エラスティックチェーン

種類	ホールの間隔 A (mm)	チェーンの外径 B (mm)	チェーンの内径 C (mm)	チェーンの厚み D (mm)
クローズ	約3.0	約3.0	約1.0	0.6mm
オープン	約3.3	約3.0	約1.3	
オープンミディアム	約4.1	約2.8	約1.0	
オープンロング	約4.8	約2.8	約1.3	




エラスティックスレッド

エラスティックスレッド	包装
	1PK

(社内処理コード:SA01)

- バリエーション豊富なエラスティックスレッド。
- ラウンドホローはチューブ状、ラウンドラフは表面が粗造加工、スクエアは断面が正方形のため、結び目がほどこけにくくなっています。

色調	形状	太さ	商品番号	内容量
クリアー	ラウンドホロー 断面形状○	.025	W331125	25フィート (約7.6m)
		.030	W331130	
	ラウンド 断面形状●	.025	W311125	
		.030	W311130	
	ラウンドラフ 断面形状●	.025	W341125	
.030		W341130		
スクエア 断面形状■	スクエア	.025 X .025	W321125	
		.030 X .030	W321130	



ラウンドラフ ラウンド

このカタログに記載の価格は2017年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。商品に関するお問い合わせは、株式会社 松風 営業部矯正課までお願いいたします。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店

for a better smile

Microimplant System

AbsAnchor



アブソアンカーⅢ

【特長】

Characteristics of AbsAnchor III

Head Type

- Ti-Niコイルスプリングやエラスティックがかけやすく外れにくいヘッド構造

Hole

- けん引するためのリガチャーワイヤーやエラスティックスレッドを通すことのできるホール構造

Hexagonal Shape

- ドライバーへの取り付けがスムーズで安定的にスクリューを回転させる六角構造

Biocompatible Neck

- なめらかな表面で軟組織との接触にやさしいネック構造

Knife Edge

- 骨に埋入しやすく骨の損傷を軽減させるエッジ構造

Pitch & Valley

- 安定性のある傾斜角度と溝の構造

Self Drilling

- セルフドリリングで植立が可能な切れの良い先端構造

New Size Variation

- φ1.3とφ2.0の新しいサイズが新登場



Sterilized Package


- 滅菌済みのため、開封後そのままドライバーに装着し使用可能



カルテシール

- パッケージにはサイズ・LOT No.が記載されたカルテシールが付いています

【商品No.と各部の名称・寸法について】



成分:チタン合金

【販売名】 高度管理医療機器 医療機器承認番号：22900BZX00130000
アブソアンカーⅢ（歯科矯正用アンカースクリュー）
 【包装】 2入
 (社内処理コード: S702)

スモールヘッドタイプ/24種類 使用ドライバーチップ:スモールタイプ 穴の直径:0.75mm(約0.29インチ)

シリーズ	ネジ部直径φ (mm)	ネジ部長さ					
		5mm	6mm	7mm	8mm	10mm	12mm
13シリーズ	φ1.3	C131205	C131206	C131207	C131208	C131210	C131212
14シリーズ	φ1.4	C141305	C141306	C141307	C141308	C141310	C141312
15シリーズ	φ1.5	C151405	C151406	C151407	C151408	C151410	C151412
16シリーズ	φ1.6	C161505	C161506	C161507	C161508	C161510	C161512

スモールヘッドタイプL/6種類 使用ドライバーチップ:ラージタイプ 穴の直径:0.75mm(約0.29インチ)

シリーズ	ネジ部直径φ (mm)	ネジ部長さ					
		5mm	6mm	7mm	8mm	10mm	12mm
20シリーズ	φ2.0	D201805	D201806	D201807	D201808	D201810	D201812

フィクセーションヘッドタイプ/10種類 使用ドライバーチップ:ラージタイプ 穴の直径:1mm(約0.39インチ)


シリーズ	ネジ部直径φ (mm)	ネジ部長さ				
		6mm	7mm	8mm	9mm	10mm
17シリーズ	φ1.7	E171606	E171607	E171608	E171609	E171610
18シリーズ	φ1.8	E181706	E181707	E181708	E181709	E181710




【販売名】 一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000176
アブソアンカー ドライバー (手術用ネジ回し)

(社内処理コード: S711)


■ ロングハンドドライバー



Micro dual ball grip system.



ドライバーチップ
スモール (DTS)
ラージ (DTL)



ロングハンドドライバー
ボディ (LHDB)

注: ロングハンドドライバーボディは単体で使用いただけません。
ドライバーチップを装着し、ご使用ください。

■ ドライバーチップ

スモール (DTS)
13、14、15、16シリーズ用




ラージ (DTL)
17、18、20シリーズ用



■ ショートハンドドライバー

スモール (SHDS)
13、14、15、16シリーズ用




ラージ (SHDL)
17、18、20シリーズ用




■ エンジンドライバー

スモール
13、14、15、16シリーズ用



ラージ
17、18、20シリーズ用



注: 17mm(ED17S, ED17L)をご使用の場合は、ミニヘッドのハンドピースをご使用ください。
(軸長が12mmですので、ヘッドの大きさによっては装着できないハンドピースがあります。)

■ ニューロングハンドドライバー


ニューロングハンドドライバー ボディ



注: ニューロングハンドドライバー ボディは単体で使用いただけません。
シャフトチップを装着し、ご使用ください。

■ シャフトチップ

スモール (STS)
13、14、15、16シリーズ用



ラージ (STL)
17、18、20シリーズ用

【販売名】 一般医療機器 医療機器届出番号: 26B1X00004000231

デントス ハンドコントラアングルドライバー (手術用ネジ回し)

(社内処理コード: S714)

■ デントス ハンドコントラアングルドライバー



注: お手持ちのコントラアングルハンドピースに「エンジンドライバー」および「デントス ハンドコントラアングルドライバー」を装着してご使用ください。



- ・エンジンドライバーを装着したコントラアングルハンドピースに取り付けることで、手動操作でアブソアンカーを植立することができます。
- ・通常のハンドドライバーではアクセスしづらい臼歯部、口蓋部へのアクセスが容易です。
- ・手動で埋入を行うため、歯根に接触した時には抵抗を感じることができます。
- ・軽量かつ丈夫で、オートクレーブ滅菌も可能です。

【販売名】 一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000177
アブソアンカー パイロットドリル(手術用ドリルビット)

(社内処理コード: S712)

PD2409		Yellow φ0.9 (mm)	PD2410		Red φ1.0 (mm)
PD2509			PD2510		
PD3109			PD3110		
PD2411		Blue φ1.1 (mm)	PD2412		Green φ1.2 (mm)
PD2511			PD2512		
PD3111			PD3112		

【販売名】 一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000179
アブソアンカー インstrument (ドライバ及び抜出器) (社内処理コード: S710)

- インストゥルメントキット
ロングハンドドライバーボディ:1本(LHDB)
ドライバーチップ:2本(DTS/DTL)
ショートハンドドライバー:2本(SHDS/SHDL)
エンジンドライバー:2本(ED19S/ED19L)
パイロットドリル:2本(PD2411/PD2511)
ミニケース(AMC):1個



AIK
ミニケース寸法:約W192×D59×H30 (mm)

●アブソアンカー タイポドント




ATM

インストゥルメント類一覧

商品番号	商品名	包装
LHDB	ロングハンドドライバー ボディ	1
DTS	ドライバーチップ スモール	1
DTL	ドライバーチップ ラージ	1
NLHD	ニューロングハンドドライバー	1
STS	シャフトチップ スモール	1
STL	シャフトチップ ラージ	1
SHDS	ショートハンドドライバー スモール	1
SHDL	ショートハンドドライバー ラージ	1
ED17S	エンジンドライバー スモール 17mm	1
ED19S	エンジンドライバー スモール 19mm	1
ED26S	エンジンドライバー スモール 26mm	1
ED36S	エンジンドライバー スモール 36mm	1
ED17L	エンジンドライバー ラージ 17mm	1
ED19L	エンジンドライバー ラージ 19mm	1
ED26L	エンジンドライバー ラージ 26mm	1
ED36L	エンジンドライバー ラージ 36mm	1
HCD	デントス ハンドコントラアングルドライバー	1
PD2409	パイロットドリル イエロー 0.9mm 24mm	1
PD2509	パイロットドリル イエロー 0.9mm 25mm	1
PD3109	パイロットドリル イエロー 0.9mm 31mm	1
PD2410	パイロットドリル レッド 1.0mm 24mm	1
PD2510	パイロットドリル レッド 1.0mm 25mm	1
PD3110	パイロットドリル レッド 1.0mm 31mm	1
PD2411	パイロットドリル ブルー 1.1mm 24mm	1
PD2511	パイロットドリル ブルー 1.1mm 25mm	1
PD3111	パイロットドリル ブルー 1.1mm 31mm	1
PD2412	パイロットドリル グリーン 1.2mm 24mm	1
PD2512	パイロットドリル グリーン 1.2mm 25mm	1
PD3112	パイロットドリル グリーン 1.2mm 31mm	1
AIK	インストゥルメントキット	1
AMC	ミニケース	1
ARC	レギュラーケース	1
ATM	タイポドント	1

【販売名】 管理医療機器 医療機器認証番号: 225AFBZX00138000
デントス NT コイルスプリング (歯列矯正用スプリング)

(社内処理コード: S720)



包装
10入
フルセット(80入)

フックサイズやバネの強さに多くの種類があり、さまざまな症例に対応できます。
おだやかで持続的な力をかけることができます。
お求めやすいフルセットもございます。



抜歯空隙の閉鎖や、
歯牙のけん引の症例等で使用します。





保管のしやすいプラスチックケースに入っています。
ケース同士を連結することができるので、管理も容易です。



片側の輪に持ち手がついているため
穴がインストゥルメントで隠れず、フックにかけやすいのが特徴です。

■バネ強さ



※グラフは除荷時の力です。

■デントス NT コイルスプリング 10入

長さ	ホール内径 (フックサイズ)	フォース	識別色	商品番号	商品名	長さ	ホール内径 (フックサイズ)	フォース	識別色	商品番号	商品名
8mm	φ1.5	ウルトラライト	●	N1U1508	デントス NT コイルスプリング (NT15-8U)	13mm	φ1.5	ウルトラライト	●	N1U1513	デントス NT コイルスプリング (NT15-13U)
		ライト	●	N2L1508	デントス NT コイルスプリング (NT15-8L)			ライト	●	N2L1513	デントス NT コイルスプリング (NT15-13L)
		ミディアム	●	N3M1508	デントス NT コイルスプリング (NT15-8M)			ミディアム	●	N3M1513	デントス NT コイルスプリング (NT15-13M)
		ヘビー	●	N4H1508	デントス NT コイルスプリング (NT15-8H)			ヘビー	●	N4H1513	デントス NT コイルスプリング (NT15-13H)
	φ2.0	ウルトラライト	●	N1U2008	デントス NT コイルスプリング (NT20-8U)		φ2.0	ウルトラライト	●	N1U2013	デントス NT コイルスプリング (NT20-13U)
		ライト	●	N2L2008	デントス NT コイルスプリング (NT20-8L)			ライト	●	N2L2013	デントス NT コイルスプリング (NT20-13L)
		ミディアム	●	N3M2008	デントス NT コイルスプリング (NT20-8M)			ミディアム	●	N3M2013	デントス NT コイルスプリング (NT20-13M)
		ヘビー	●	N4H2008	デントス NT コイルスプリング (NT20-8H)			ヘビー	●	N4H2013	デントス NT コイルスプリング (NT20-13H)
	φ2.5	ウルトラライト	●	N1U2508	デントス NT コイルスプリング (NT25-8U)		φ2.5	ウルトラライト	●	N1U2513	デントス NT コイルスプリング (NT25-13U)
		ライト	●	N2L2508	デントス NT コイルスプリング (NT25-8L)			ライト	●	N2L2513	デントス NT コイルスプリング (NT25-13L)
		ミディアム	●	N3M2508	デントス NT コイルスプリング (NT25-8M)			ミディアム	●	N3M2513	デントス NT コイルスプリング (NT25-13M)
		ヘビー	●	N4H2508	デントス NT コイルスプリング (NT25-8H)			ヘビー	●	N4H2513	デントス NT コイルスプリング (NT25-13H)

■デントス NT コイルスプリング フルセット 導入にお勧めなフルセットです。

商品コード	商品名	キット内容
15FK	φ1.5フルセット	NT15-8U、NT15-13U、NT15-8L、NT15-13L、NT15-8M、NT15-13M、NT15-8H、NT15-13H 各10入 計80入
20FK	φ2.0フルセット	NT20-8U、NT20-13U、NT20-8L、NT20-13L、NT20-8M、NT20-13M、NT20-8H、NT20-13H 各10入 計80入
25FK	φ2.5フルセット	NT25-8U、NT25-13U、NT25-8L、NT25-13L、NT25-8M、NT25-13M、NT25-8H、NT25-13H 各10入 計80入