

【参考書籍】

◇ Bennett・McLaughlin 矯正治療メカニクスの基本



Dr.McLaughlin / Dr. Bennett共著によるテキストブックの邦訳本にして、 最新プリアジャステッドエッジワイズシステム矯正治療メカニクス解説書の決定版。

- ○矯正治療のアプローチについて、McLaughlinの既刊のシリーズのポイントとなる 内容が要約され、かつ、最新情報にアップデートされた新たな矯正治療の成書。
- ○質の高い矯正治療のガイドラインとして、より高いレベルを目指す新世代の
- ○経験を積んだ矯正医の知識の整理・確認に。

チェアーサイドで全情報をご覧いただけます。

○400点を超える写真、約200点のイラストでおさえておきたい治療のポイントを解説。

著 者 John C.Bennett Richard P.McLaughlin

- 監 訳 渡辺和也 二宮隆 古賀正忠
- 体 裁 A4判 296ページ・オールカラー

商品番号 921

◇ ストレートワイヤーエッジワイズシステム



McLaughlinシステムについてPPAS矯正歯科臨床研究会の20年にわたる臨床研 究と臨床技術の集大成。

前半では治療の基礎となるMcLaughlinメカニクスを中心にした情報のまとめ として「オルソメカニクスノート」を掲載、後半では研究会有志による臨床 的意義の高い35症例を不正咬合別にまとめ提示。

監 著 古賀 正忠 Richard P. McLaughlin 体 裁 A4判 264頁・オールカラー

◇プリアジャストエッジワイズ法 装置とメカニクス



矯正治療、特にスライディングメカニクスに重点を置き均質で安定した治療成績、 チェアタイムや治療期間の短縮等ストレートワイヤーアプライアンスの優れた特徴 とそれを生かすためのメカニクスを具体的に解説した、実用的でわかりやすい臨床

著 者 John C.Bennett Richard P.McLaughlin

監 訳 高田健治/大西馨

体 裁 A4変型265頁 写真560点 図表200点以上

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
フォレスタデント グラム ブラケット	歯列矯正用アタッチメント	管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00003000
フォレスタデント スプリント ブラケット	歯列矯正用アタッチメント	管理医療機器 医療機器認証番号 221AKBZX00036000
フォレスタデント バッカルチューブ	歯列矯正用チューブ	管理医療機器 医療機器認証番号 221AKBZX00015000
フォレスタデント SS アーチワイヤー	歯列矯正用ワイヤ	管理医療機器 医療機器認証番号 230AKBZX0002200
フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤー	歯列矯正用ワイヤ	管理医療機器 医療機器認証番号 221AKBZX00033000
フォレスタデント プライヤー	歯科矯正用プライヤ	一般医療機器 医療機器届出番号 13B2X10094F00001

商品に関するお問い合せは、株式会社松風営業部矯正課までお願いいたします。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

<販売元>



<製造販売元>

フォレスタデント・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂2-10-12 生駒硝子ビル2F http://www.forestadent.co.ip



McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT





McLaughlin Bennett 5.0

with FORESTADENT



FORESTADENT社は2017年に世界的に著名な2名の矯正医、 Dr. Richard McLaughlinと、Dr. John Bennett と契約を行い、 彼らが長年構築してきた矯正歯科治療のフィロソフィーに基づいた製品の開発を行うことになりました。

それはMcLaughlin Bennett 5.0 システムと呼ばれ、 ブラケット、バッカルチューブ、ワイヤーなどを一連の製品群としてラインナップしております。





GLAM Brackets McLaughlin Bennett 5.0 グラム セラミック ブラケット

グラム セラミックブラケットの持つ乳白色の色合いは患者さまがもつ歯牙の自 然なシェードと調和し、優れた審美性を発揮します。

プラスチック素材は一切使用されていないので、吸水による変色はありません。

またブラケット表面には歯牙部位が一目でわかる パーマ式のマーキングを使用し在庫管理とボンデ ィング時の混乱を防止します。このマーキングは ブラッシングによって簡単に取り除くことができ







Mini Sprint II McLaughlin Bennett 5.0 ミニスプリント II メタルブラケット

ミニスプリント II メタルブラケットは高度なMIM技術により高い精度を持った メタルブラケットです。装着時の快適性の向上のため、丸みのあるデザインを 採用。また、タイウィング下のスペースを確保したまま、ブラケットのロープ ロファイル化を実現しました。









Tulip buccal tubes McLaughlin Bennett 5.0

フォレスタデント チューリップ バッカルチューブ

チューリップバッカルチューブはフラットなデザインを持ち、患者さんの快適性に大きく貢献します。その名前 の通り、チューブの入り口はチューリップ型に開いた形になっており、アーチワイヤーの挿入を迅速かつ容易に 行うことが可能です。









Forestadent buccal tubes

フォレスタデント バッカルチューブ

フォレスタデント バッカルチューブは 歯列矯正専門医からの多くの意見を取り入れ、臨床で使いやすく、そし て安全で確実な治療結果を導き出すことを目的にデザインされました。

7番用チューブの挿入口は、ワイヤーが容易に挿入できるようジョウゴ状にデザインされています。また、DBS 用はパッドのオプション選択が可能です。







選べるパッドのオプション



Nickel Titanium Heat Activated / Stainless Steel Wires フォレスタデント ニッケルチタンワイヤー/ステンレススチールワイヤー

フォレスタデントニッケルチタンワイヤー/ステンレススチールワイヤーは、患者さまごとにテーパー、オー ボイド、スクエアの中からアーチフォームを選択していただけます。 ステンレススチールはポステッドワイヤーも取り揃えております。













フォレスタデント グラム ブラケット

	包装
単 品	10入
1症例キット	下記参照

- 透明性が高く、反射が少ないため、 口腔内で目立ちにくいです。
- ●専用のディボンディングツールを使用すること で、簡単に除去が可能です。

● 最新のMcLaughlin Bennett 5.0システムに準拠

● ボンディング時のポジショニングに役立つスロ ット部にもカラーマーキングを施しました。

			(AT N)	処圧コー	- 1 0	10 NG	101/0	22 NO	aUZ)
U5R	U4R	U3R	U2R	U1R	U1L	U2L	U3L	U4L	U5L
LED	1.40	1.20	1.00	1.4D	1.41	1.01	1.01	1.41	1.51

[McLaughlin Bennett 5.0]

部位		フック	Liih	ティップ゜	イン/アウト	.018ス	にロット	.022スロット		
	th in		トルク	7177	12/ 1.75	左	右	左	右	
U1	上顎中切歯	無し	17°	4°	1.25mm	61T0103	62T0103	61T0101	62T0101	
U2	上顎側切歯	無し	10°	8°	1.50mm	61T0203	62T0203	61T0201	62T0201	
U3	上顎犬歯	無し	0°	8°	1.00mm	61T0323	62T0323	61T0321	62T0321	
U3	上顎犬歯	付き	0°	8°	1.00mm	61T0333	62T0333	61T0331	62T0331	
U4&5	上顎小臼歯	無し	-7°	0°	1.00mm	61T0503	62T0503	61T0501	62T0501	
U4&5	上顎小臼歯	付き	-7°	0°	1.00mm	61T0513	62T0513	61T0511	62T0511	
L1&2	下顎切歯	無し	-6°	0°	1.50mm	61T	1203	61T	1201	
L3	下顎犬歯	無し	0°	3°	1.00mm	61T1423	62T1423	61T1421	62T1421	
L3	下顎犬歯	付き	0°	3°	1.00mm	61T1433	62T1433	61T1431	62T1431	
L4	下顎第一小臼歯	無し	-12°	0°	0.70mm	61T	1503	61T	1501	
L4	下顎第一小臼歯	付き	-12°	0°	0.70mm	61T	1513	61T	1511	
L5	下顎第二小臼歯	無し	-17°	0°	0.70mm	61T	1603	61T	1601	
L5	下顎第二小臼歯	付き	-17°	0°	0.70mm	61T	1613	61T	1611	

【オプション】

部位		フックトルク		=7°	ティップ イン/アウト	.018ス	レット	.022スロット	
		799	トルク	ティッフ゜	12/11/1	左	右	左	右
U3	上顎犬歯	無し	-7°	8°	1.00mm	61T0303	62T0303	61T0301	62T0301
U3	上顎犬歯	付き	-7°	8°	1.00mm	61T0313	62T0313	61T0311	62T0311
L1&2	下顎切歯(ロスタイプ)	無し	0°	0°	1.50mm	631	203	631	201
L3	下顎犬歯	無し	-6°	3°	1.00mm	61T1403	62T1403	61T1401	62T1401
L3	下顎犬歯	付き	-6°	3°	1.00mm	61T1413	62T1413	61T1411	62T1411

【1症例キット】

Z										
1症例キット内容 ケース外観		フック	.018スロット	.022スロット						
		- Marie	無し	06T0773	06T0767					
上下顎	5-5		犬歯 フック付き	06T0775	06T0769					
			犬歯・小臼歯フック付き	06T0777	06T0771					

【関連製品】

*記載のキットは犬歯 0°トルクになります。犬歯のトルク有りのキットや、3症例キットをご希望の方は(株)松風までお問い合わせ下さい。




501-0815 グラムイ	セラミックブラケット ディボンディング ツール DE
包装	1入

- グラムブラケット用のディボンディングツールです。
- ディボンディング時のブラケットの破折のリスクを軽減します。
- オートクレーブ滅菌対応。
- ダブルエンドなので、両端ともに使用可能です。










9501000 グラム・	セラミックブラケット コンサルテーションモデル
包装	1入
	(社内処理コード: KG09)
50T0210 ミニスフ	プリント Ⅱ ブラケット コンサルテーションモデル



●患者さまご説明用のコンサルテーションモデルです。







●ブラケットポジショニング参考用のガイドです。

Mini Sprint[®] II McLaughlin Bennett 5.0





ミニスプリント	П	メタルブラケット	
ヽーハン /ン		111111	

	包装
単 品	10入
1症例キット	下記参照
(社内処理コード:018 KF01/022 KF02)

● 最新のMcLaughlin Bennett 5.0システムに準拠

- 高度なMIM技術で成形された、一体型の正確な ツインタイプブラケットデザイン
- 滑らかなブラケット表面仕上げ
- ●ロープロファイルで、丸みのあるブラケット デザインを採用

U5R	U4R	U3R	U2R	U1R		U1L	U2L	U3L	U4L	U5
				U1R						6
H					Ī					
5R	I 4R	L3R	L2R	I 1R		1.11	1.21	1.31	141	1.51

[McLaughlin Bennett 5.0]

部位		フックトルク	ティッフ゜	ティップ イン/アウト	.018ス	.018スロット		.022スロット	
		フック	לענז	T197	12/ 5.76	左	右	左	右
U1	上顎中切歯	無し	17°	4°	1.05mm	79T0103	80T0103	79T0101	80T0101
U2	上顎側切歯	無し	9°	8°	1.25mm	79T0203	80T0203	79T0201	80T0201
U3	上顎犬歯	無し	0°	8°	0.60mm	79T0333	80T0333	79T0331	80T0331
U3	上顎犬歯	付き	0°	8°	0.60mm	79T0323	80T0323	79T0321	80T0321
U4&5	上顎小臼歯	無し	-7°	0°	0.80mm	79T0413	80T0413	79T0411	80T0411
U4&5	上顎小臼歯	付き	-7°	0°	0.80mm	79T0403	80T0403	79T0401	80T0401
L1&2	下顎切歯	無し	-6°	0°	1.30mm	80T	1203	80T	1201
L3	下顎犬歯	無し	0°	3°	0.60mm	79T1433	80T1433	79T1431	80T1431
L3	下顎犬歯	付き	0°	3°	0.60mm	79T1423	80T1423	79T1421	80T1421
L4	下顎第一小臼歯	無し	-12°	2°	0.65mm	79T1513	80T1513	79T1511	80T1511
L4	下顎第一小臼歯	付き	-12°	2°	0.65mm	79T1503	80T1503	79T1501	80T1501
L5	下顎第二小臼歯	無し	-17°	2°	0.65mm	79T1613	80T1613	79T1611	80T1611
L5	下顎第二小臼歯	付き	-17°	2°	0.65mm	79T1603	80T1603	79T1601	80T1601

【オプション】

		フックトルク		ティップ゜	ィップ イン/アウト	.018ス	にロット	.022スロット	
	□b.j⊼	799	לענז	1197	12/1.75	左	右	左	右
U3	上顎犬歯	無し	-7°	8°	0.60mm	79T0313	80T0313	79T0311	80T0311
U3	上顎犬歯	付き	-7°	8°	0.60mm	79T0303	80T0303	79T0301	80T0301
L3	下顎犬歯	無し	-6°	3°	0.60mm	79T1413	80T1413	79T1411	80T1411
L3	下顎犬歯	付き	-6°	3°	0.60mm	79T1403	80T1403	79T1401	80T1401

【1症例キット】

1症例キ	ット内容	ケース外観	フック	.018スロット	.022スロット	
			無し	06T1060	06T1069	
上下顎	5-5	Erita III	犬歯 フック付き	06T1063	06T1072	
			犬歯・小臼歯フック付き	06T1066	06T1075	

Tulip buccal tubes McLaughlin Bennett 5.0



10入

McLaughlin



フォレスタデント チューリップ バッカルチューブ (社内処理コード: 018 LE01/022 LE02)

● 最新のMcLaughlin Bennett 5.0システムに準拠

- ●フラットでロープロファイルなデザインで、 患者さまの快適性に貢献します
- ●入り口はチューリップ状に開いた形状になっており、 ワイヤーの挿入を迅速かつ容易に行えます





[McLaughlin Bennett 5.0]

部位			タイプ	キャップ゜	トルク	ティッフ゜	ローテーション	.018ス	.ロット	.022ス	.ロット
		마마꼬	717	取り外し	1.70.7	1177	H-1-737	左	右	左	右
13	U6&7	上顎大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	42T0744	43T0744	42T0742	43T0742
5	L6	下顎第一大臼歯	シングル	不可	-20°	0°	0°	42T1714	43T1714	42T1712	43T1712
5	L7	下顎第二大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	43T0724	42T0724	43T0722	42T0722

Forestadent buccal tubes



フォレスタデント バッカルチューブ

単品 10入

(社内処理コード: 018 LF01/022 LF02)

- 安全で確実な治療結果を導き出すことを目的に、 歯別矯正専門医からの多くの意見を採り入れたデザイン
- DBS用はパッドのオプション選択が可能(右記参照)
- ●7番の挿入口は、ワイヤーが容易に挿入できるよう ジョウゴ状にデザインされています













【McLaughlin/Bennett/Trevisi-System* DBS用】

		部位	タイプ゜	キャップ゜	L ii h	トルク ティップ ロー		.018スロット		.022スロット	
		山江不	317	取り外し	לענז	7177	ローテーション	左	右	左	右
10	U	5 上顎第一大臼歯	トリプル	可能	-14°	0°	10°	270714	280714	270712	280712
11/20	U	5 上顎第一大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	10°	270728	280728	270726	280726
5	U.	上顎第二大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	270804	280804	270802	280802
56	L6	下顎第一大臼歯	ダブル	可能	-20°	0°	0°	271704	281704	271702	281702
5	L7	下顎第二大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	271804	281804	271802	281802

【McLaughlin/Bennett/Trevisi-System* バンド用】

		部位	タイプ゜	キャップ゜	トルク	ティッフ゜	ローテーション	.018ス	ヘロット	.022ス	ロット
		山小木	317	取り外し	לענין	1177	n-1-737	左	右	左	右
	U6	上顎第一大臼歯	トリフ゜ル	可能	-14°	0°	10°	270713	280713	270711	280711
THE REAL PROPERTY.	U6	上顎第一大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	10°	270727	280727	270725	280725
5	U7	上顎第二大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°	270803	280803	270801	280801
500	L6	下顎第一大臼歯	ダブル	可能	-20°	0°	0°	271703	281703	271701	281701
50	L7	下顎第二大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°	271803	281803	271801	281801

^{*} The FORESTADENT version of these prescriptions are not claimed to be a duplication of any other, nor dose Forestadent imply that it is endorsed in any way by the doctor.

* 上顎6番のダブルチューブはメインスロットとオグジュアリースロットのノーヘッドギアチューブです。

【オプション/ビッグフットベース DBS用】

		部位	タイプ゜	キャップ゜	トルク	ティッフ゜	ローテーション	.0187	ヘロット	.022ス	ロット
		山小不	317	取り外し	לענין	1177	n-1-737	左	右	左	右
	U6	上顎第一大臼歯	トリフ゜ル	可能	-14°	0°	10°			27B0712	28B0712
	U6	上顎第一大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	10°			27B0726	28B0726
	U7	上顎第二大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°			27B0802	28B0802
\$ 10 mm	L6	下顎第一大臼歯	ダブル	可能	-20°	0°	0°			27B1702	28B1702
600	L7	下顎第二大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°			27B1802	28B1802

【オプション/第二大臼歯用 ラージパッドベース DBS用】

	部位		タイプ゜	キャップ゜	トルク	ティッフ゜	ローテーション	.018スロット		.022スロット	
		山江不	317	取り外し	לעוז	7177	ח-1-/3/	左	右	左	右
66	U7	上顎第二大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	10°			27L0802	28L0802
0	L7	下顎第二大臼歯	シングル	不可	-10°	0°	0°			27L1802	28L1802

*オプションは2018年7月23日(月)現在、.022スロットのみの取扱いとなっております。

Nickel Titanium Heat Activated Stainless Steel McLaughlin Bennett 5.0






- 最新のMcLaughlin Bennett 5.0システムに準拠
- テーパー、オーボイド、スクエアの中から アーチフォームをご選択いただけます。

包装

下記参照



L	
フォレスタデント ニッケルチタン ワイヤー	

●おだやかで持続的な力をかけることができます。

【ヒートアクティベート ニッケルチタン アーチワイヤー】

(社内処理コード: PPO1)

包装	サイス゛	テー	∙ ∧ °−	オー	ነ '	スクエア		
己 表	91^	上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎	
	.014	08H0835	08H0935	08H1835	08H1935	08H2835	08H2935	
	.016	08H0840	08H0940	08H1840	08H1940	08H2840	08H2940	
10本入	.016X.022	08H2040	08H2140	08H3040	08H3140	08H4040	08H4140	
	.017X.025	08H2044	08H2144	08H3044	08H3144	08H4044	08H4144	
	.019X.025	08H2048	08H2148	08H3048	08H3148	08H4048	08H4148	

コートフカディトフニューフフェールロノヤ	包装∙価格
フォレスタデント ステンレススチール ワイヤー	下記参照

● ステンレススチール ヒートトリーテッドワイヤーは スライディング、フィニッシングに必要な高い剛性を有しています。

【ステンレススチール アーチワイヤー】

(社由加) II : DDO :

[NIZVANI W	, ,,,,,	4				(紅区	N処理コード:PRO1)
包装	サイス゛	テー	∧°−	オー	ነ ້	スク	フェア
己衣	91^	上顎	下顎	上顎	下顎	上顎	下顎
ステンレススチールワイヤー	.014	020835	020935	021835	021935	022835	022935
10本入	.016	020840	020940	021840	021940	022840	022940
	.018	02H0845	02H0945	02H1845	02H1945	02H2845	02H2945
ステンレススチール ヒートトリーテット*ワイヤー 10本入	.020	02H0850	02H0950	02H1850	02H1950	02H2850	02H2950
10.77	.019X.025	02H2048	02H2148	02H3048	02H3148	02H4048	02H4148

40500077711775717777711	包装 包装
4350007 フォレスタデント アーチワイヤーテンプレート	1入

(社内処理コード:S910)

- テーパー、オーボイド、スクエアの3種類のアーチフォームの テンプレートです。
- スケルトンタイプと方眼タイプの二つを同封。

