



歯列矯正用アタッチメント


シンメトリー クリア

symetri™

シンメトリー クリア CLEAR



高い強度 優れた審美性 容易なディボンディング



パッドの表面に施された
特許取得のレーザーエッチングパターン




特許取得のディボンディングプライヤー。
非常に小さな力でディボンディングすることができます。
握ってカチッと音がすれば完了です。

SHOFU INC.

シンメトリー クリア	単品	包装
	キット	下記参照

(社内処理コード：K522)

McLaughlin, Bennett, Trevisi*の処方を発揮するためにデザインされたシンメトリークリアは高い審美性と優れた強度を持っています。*ドクターの推奨を示唆するものではありません。



【McLaughlin, Bennett & Trevisi Rx】

部位	フック	トルク	ティップ	ローテーション	.018 左	.018 右	.022 左	.022 右
U1 上顎中切歯	無し	17°	4°	0°			419-1111	419-1110
U2 上顎側切歯	無し	10°	8°	0°			419-1211	419-1210
U3 上顎犬歯	無し	0°	8°	0°			419-1311	419-1310
U3 上顎犬歯	付き	0°	8°	0°			419-2311	419-2310
U4&5 上顎小臼歯	無し	-7°	0°	0°			419-1510	
U4&5 上顎小臼歯	付き	-7°	0°	0°			419-2511	419-2510
L1&2 下顎前歯	無し	-6°	0°	0°			419-1010	
L3 下顎犬歯	無し	0°	3°	2°			419-1411	419-1410
L3 下顎犬歯	付き	0°	3°	2°			419-2411	419-2410
L4 下顎第1小臼歯	無し	-12°	0°	0°			419-1610	
L4 下顎第1小臼歯	付き	-12°	2°	0°			419-2611	419-2610
L5 下顎第2小臼歯	無し	-17°	0°	0°			419-1710	
L5 下顎第2小臼歯	付き	-17°	2°	0°			419-2711	419-2710

【オプション】

部位	フック	トルク	ティップ	ローテーション	.018 左	.018 右	.022 左	.022 右
U2 上顎側切歯(スリムインアウト)	無し	10°	8°	0°			419-1213	419-1212

【1症例キット】

1症例キット内容		.018	.022
上顎3-3	犬歯フック付き		746-2203
上顎5-5	犬歯フック付き		746-2205
上顎5-5	犬歯、小臼歯フック付き		746-2206
上顎3-3／下顎3-3	犬歯フック付き		746-2202
上顎5-5／下顎5-5	犬歯、小臼歯フック付き		746-2201



866-4025
シンメトリー クリア ディボンディング プライヤー

717-0021
シンメトリー クリア タイポドント



販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
シンメトリー クリア	歯列矯正用アタッチメント	管理医療機器 医療機器認証番号: 230ADBZX00074000
シンメトリー クリア ディボンディング プライヤー	歯科矯正用プライヤー	一般医療機器 医療機器届出番号: 27B1X00039205500

商品に関するお問い合わせは、株式会社 松風 営業部矯正課までお願いいたします。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店