



歯列矯正用アタッチメント

# レベリング クリアアタッチメント

スロットを備えた新しいアタッチメント

リンガルボタンとして使える！

透明で目立たない！

角ワイヤーが挿入できる！ (.018スロット)

チェーンで牽引できる！

光重合ボンディング材で接着できる！



ブラケットが装着しづらい  
重度な叢生のレベリングに！



.018スロット



メカニカルベース



牽引可能なヘッド形状

## 【使用例】



レベリングに使用



リガチャーワイヤーで牽引



リンガルボタンとして使用

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
レベリング クリアアタッチメント	歯列矯正用アタッチメント	管理医療機器 医療機器認証番号 226AFBZX00119000



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先  
営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-16-2 松風 EST ビル  
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682  
<http://www.shofu.co.jp>