



Micro Tubes




マイクロ チューブ

単品・包装

10入

(社内処理コード:018 L001 / 022 L002)

トルクインベース



コンパウンドコントア



レベルスロットラインナップ



●マイクロチューブはトルクインベース、ティップ、アンチローテーション、コンパウンドコントア<ベース面の複合湾曲>、イン/アウトを組み込むことにより治療終了時のレベルスロットラインナップが可能になります。

ロス セットアップ/バンド用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテー ション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U6 上顎第1大臼歯	トリプル	可能	-14°	0°	14°	0483-399	0473-399	0484-399	0474-399
U6 上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	14°	0643-398 <sup>*</sup>	0633-398 <sup>*</sup>	0644-398	0634-398
U6 上顎第1大臼歯	シングル	可能	-14°	0°	14°	0811-395 <sup>*</sup>	0821-395 <sup>*</sup>	0812-395	0822-395
U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	14°	0661-399	0651-399	0662-399	0652-399
L6 下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-30°	-1°	4°	0781-398	0771-398	0782-398	0772-398
L6 下顎第1大臼歯	シングル	可能	-30°	-1°	4°	0191-395 <sup>*</sup>	0301-395 <sup>*</sup>	0192-395	0302-395
L7 下顎第2大臼歯	シングル	不可	-30°	-1°	4°	0761-399	0751-399	0762-399	0752-399

※受注発注商品

ロス セットアップ/DBS用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテー ション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U6 上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	14°	-	-	1644-398 <sup>*</sup>	1634-398 <sup>*</sup>
U6 上顎第1大臼歯	シングル	可能	-14°	0°	14°	1811-395	1821-395	1812-395	1822-395
U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	14°	1661-399	1651-399	1662-399	1652-399
L6 下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-30°	-1°	4°	1781-398	1771-398	1782-398	1772-398
L6 下顎第1大臼歯	シングル	可能	-30°	-1°	4°	1191-395	1301-395	1192-395	1302-395
L7 下顎第2大臼歯	シングル	不可	-30°	-1°	4°	1761-399	1751-399	1762-399	1752-399

※受注発注商品

オプション/バンド用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテー ション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U6 上顎第1大臼歯	トリプル	不可	-14°	0°	0°	-	-	0484-397	0474-397
U6 上顎第1大臼歯	トリプル	可能	-9°	0°	10°	-	-	0484-311 <sup>*</sup>	0474-311 <sup>*</sup>
U6 上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-9°	0°	10°	-	-	0624-321	0614-321
U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	0°	-	-	0662-397	0652-397
U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-9°	0°	10°	0661-311 <sup>*</sup>	0651-311 <sup>*</sup>	0662-311	0652-311
L6 下顎第1大臼歯	ダブル	可能	-30°	2°	0°	-	-	0782-320 <sup>*</sup>	0772-320 <sup>*</sup>
L6 下顎第1大臼歯	シングル	可能	-30°	2°	0°	0721-320 <sup>*</sup>	0711-320 <sup>*</sup>	0722-320	0712-320
L7 下顎第2大臼歯	シングル	不可	-31°	2°	0°	-	-	0762-310 <sup>*</sup>	0752-310 <sup>*</sup>
L7 下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	2°	0°	0761-393 <sup>*</sup>	0751-393 <sup>*</sup>	0762-393	0752-393

※受注発注商品

オプション/DBS用

部 位	タイプ	キャップ 取り外し	トルク	ティップ	ローテー ション	.018 スロット		.022 スロット	
						左	右	左	右
U6 上顎第1大臼歯	ダブル	可能	-14°	0°	14°	-	-	1812-404	1822-404
U6 上顎第1大臼歯	シングル	可能	-9°	0°	10°	1811-320 <sup>*</sup>	1821-320 <sup>*</sup>	1812-320	1822-320
U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-14°	0°	0°	-	-	1662-397 <sup>*</sup>	1652-397 <sup>*</sup>
U7 上顎第2大臼歯	シングル	不可	-9°	0°	10°	1661-311 <sup>*</sup>	1651-311 <sup>*</sup>	1662-311	1652-311
L6 下顎第1大臼歯	シングル	可能	-30°	2°	0°	1721-320 <sup>*</sup>	1711-320 <sup>*</sup>	1722-320 <sup>*</sup>	1712-320 <sup>*</sup>
L7 下顎第2大臼歯	シングル	不可	-10°	2°	0°	1761-393 <sup>*</sup>	1751-393 <sup>*</sup>	1762-393	1752-393

※受注発注商品