

ヴィンテージ MP カラーテーブル(色調表)

色調	W0	W1	W2	W3	A1	A2	A3	A3.5	A4	rootA	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4		
ベースオペーク																							
											BASE												
シェードオペーク																							
	W0O	W1O	W2O	W3O	A1O	A2O	A3O	A3.5O	A4O	rootAO	B1O	B2O	B3O	B4O	C1O	C2O	C3O	C4O	D2O	D3O	D4O		
サービカル								A3B:2 AC:1	A3.5B:1 AC:1	A4B:1 AC:1				B3B:1 BC:1			C2B:2 CC:1	C3B:1 CC:1					
										AC				BC			CC						
マージン		W0M:2 NM:1	W0M:1 NM:2								NM:1 B2M:1		B2M:1 B4M:1		NM:1 C2M:1		C2M:1 C4M:1		NM:1 D3M:1		D3M:1 D4M:1		
	W0M			NM	A1M	A2M	A3M	A3.5M	A4M	rootAM		B2M		B4M		C2M		C4M		D3M		D4M	
オペーク デンティン		OD-W0:2 OD-N:1	OD-W0:1 OD-N:2								OD-N:1 OD-B2:1		OD-B2:1 OD-B4:1		OD-N:1 OD-C2:1		OD-C2:1 OD-C4:1		OD-N:1 OD-D3:1		OD-D3:1 OD-B4:1		
	OD-W0		OD-N	ODA1	ODA2	ODA3	ODA3.5	ODA4	ODrootA		OD-B2		OD-B4		OD-C2		OD-C4		OD-D3		OD-B4		
ボディ																							
	W0B	W1B	W2B	W3B	A1B	A2B	A3B	A3.5B	A4B	rootAB	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B		
オパール エナメル			OPAL56:2 OPAL57:1	OPAL56:1 OPAL57:2				OPAL59:1 OPAL60:1															
	OPAL55	OPAL56			OPAL57	OPAL58	OPAL59		OPAL60	OPAL57	OPAL58	OPAL59	OPAL60										
インサイザル																							
						58	59		60	57	58	59	60	58	59	60	59	60	59	60	59	60	
トランスルーセント																							

オペーク
特殊色




オパール
特殊色



オパール



エナメル
特殊色




オパール
アクア




マージン
特殊色



インサイザル




カラー
エフェクト




サービカル
トランス



ガム色



ユニレイヤー



修正用



※ビタクラシカルを基準とし、一部当社オリジナルの色調になっています。
[印刷のため色調は実物と異なる場合があります。]