

耐火模型の製作
「石こう系埋没材・
りん酸塩系埋没材」



石こう模型の複製
「硬石こう」



デュプリゲルがマルチに対応します。

デュプリゲルはりん酸塩系埋没材や石こう系埋没材による耐火模型の製作から、硬石こうによる石こう模型の複製、流し込みレジンによる義歯床の製作まで対応できる汎用性に富んだ寒天印象材です。

**流し込みレジンによる
義歯床の製作**



Agar for duplication of dental model

デュプリゲル

歯科複模型用寒天印象材

■ 販売名・一般的名称

| 販売名 | 一般的名称 | 承認・認証・届出番号 |
|--------|-------------|-------------------------------------|
| デュプリゲル | 歯科複模型用寒天印象材 | 一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000200 |

■ 包装・価格 9kg



DUP LIGEL

「滑沢性」と「精密性」を兼ね備えた印象を実現。
繰り返し使用回数の向上により経済性を高めました。

低収縮

低温(45℃)で注入できるため、
凝固時の収縮が少なくなります。

高い流動性

流動性が良く、細部にまで流れて
精密な印象が採れます。

高い弾力性

裂けにくく弾力性の高い材質で
模型の取り出しが容易に行えます。


半透明

内部が見やすい半透明の素材で
模型の位置を確認することができます。

より滑沢に

水分を逃がさずしっかり凝固するので滑沢な印象面が得られます。

デュプリゲルを用いて製作した鑄造床



特殊添加物の配合により、離液作用を抑えました。
レジン床はもちろん、鑄造床の製作においても
キメの細かいなめらかな面
得ることができます。



より精密に

高い流動性と低収縮により、
精密な印象が採得できます。

精度の高い義歯床が製作でき、
流し込みレジン重合後の咬合調整の時間が大幅に短縮できます。

デュプリゲルを用いて製作した義歯床



※インサイザルピンの浮き上がりの様子 ※レジン重合後の咬合器装着時の様子

より経済的に

繰り返し使用できるという寒天印象材の利点をさらにパワーアップさせました。

耐熱性に優れている為、繰り返し使用時の劣化が抑制されます。

関連商品



歯科用硬質石膏
キャブストーンDF
●色調 3色:イエロー・グレー・ブルー
●包装・価格 エコパック3kg(1.5kg×2)
18kg



高温鑄造用りん酸塩系埋没材(床用)
スノーホワイト
●包装・価格
粉2.5kg
18kg
30kg
液300mL
2L



寒天用フラスコ
●種類・外形寸法(組立時) /
大:W130×D106×H73(mm)
小:W120×D96×H70(mm)
●包装・価格 1個

このカタログに記載の価格は2008年2月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)299-2332/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6252-8141/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>