




滅菌対応バースタンド

ステンレスバークリップ/アルミバークロック/バーステーションⅡ

Stainless Bur Clip

さまざまな消毒・滅菌に対応可能




Stainless

ステンレス

Alumi Bur Block

コンパクト設計で省スペースを実現



Aluminum

アルミ

コンパクトに収納、すばやく滅菌、素材の特長を活かした3つのスタイル。

Resin

樹脂


耐熱性、耐薬品性にすぐれた樹脂スタンド

(耐熱(140℃以下)・耐薬品性のポリサルフォン樹脂を使用)



Bur Station II

Sterilizable Bur Stand



開閉もスムーズ

※いずれの製品もバーやポイントは別売りです。

SHOFU INC.

Stainless

ステンレス

Stainless Bur Clip

包装・価格


ステンレスバークリップ

1個


- 種類/収納：ST-MX/FG12本、CA5本
ST-FG/FG17本
- サイズ：W60×D45×H28 (mm)



ST-MX



ST-FG



Aluminum

アルミ

Alumi Bur Block

包装・価格


アルミバースタック

1個


- 種類/収納：AL-MX/FG7本、CA7本
AL-FG/FG14本
- サイズ：W50×D25×H28 (mm)



AL-MX



AL-FG



Resin

樹脂



Bur Station II

包装・価格

バーステーション II

1個

- 色調2種：ブルー、イエロー
- 収納：FG11本(前列6本、後列5本)
CA6本
- サイズ：W42×D23×H31 (mm)



※製品図面は実寸ではありません。

いずれの製品も、バーやポイントの全長が短い場合はスタンドから抜け、長い場合はフタができない場合がありますのでご注意ください。

滅菌消毒方法

	ステンレスバークリップ	アルミバースタック	バーステーションII
オートクレーブ	○	○	○
ケミクレーブ	○	○	○
乾熱滅菌	○	○	×
EOG	○	×	○
各種薬液*	○	×	○
超音波洗浄	○	×	○

※薬液メーカーの指示に従ってご使用ください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

1209EEJTI