




ガラスファイバー強化型ディスク

松風カッティングディスク Gメッシュ

しなやか



CUTTING DISK  
**G MESH**



メタル等歯科補綴物の切断用

格子状に編まれたガラスファイバーでディスクを強化!  
弊社従来品より柔軟性、耐久性、研削性がアップしました。

※写真は2202を使用しています。

※マンドレル(別売)はハンドピースの奥までしっかり差し込んでご使用ください。

SHOFU INC.

# 柔軟性・耐久性・研削性

割れにくく、しなやかなカッティングディスクが新登場。  
切れ味するどく、短時間での切断が可能です。

## 松風カッティングディスク G メッシュ



販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風カッティングディスク Gメッシュ	歯科技工用 アプレシブ研削器具	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000225

柔軟性に優れた薄型ディスク

**2202**

φ22mm×厚さ 0.2mm



20 枚入

プレシャス合金製補綴物のスプルー等の切断に。  
柔軟性があるので割れにくく、ブリッジ等の連結部にも有効。



耐久性に優れた中厚ディスク


**4007**

φ40mm×厚さ 0.7mm



20 枚入

ノンプレシャス合金製補綴物のスプルー等の切断に。  
ニッケルクロム合金、コバルトクロム合金など硬度の高い合金のカットに有効。



### 関連商品



松風マンドレル HP  
12 本入



<ノンプレシャス合金製補綴物に>  
松風カッティングディスク  
●2507<φ25×0.7mm> 100 枚入  
●3507<φ35×0.7mm> 100 枚入



<プレシャス合金製補綴物に>  
松風セバレートディスク  
●薄型<φ22×0.35mm> 50 枚入  
●超薄型<φ22×0.25mm>  
25 枚入 (ワッシャ付)  
●極超薄型<φ22×0.15mm>  
25 枚入 (ワッシャ付)

経済的な従来タイプ

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>