



PMTC用関連器材

メルサーージュ ブラシ ソフト CAタイプ



Official partner



MERSSAGE BRUSH *SOFT*

硬組織・軟組織を守りながらやさしく効果的な
プロフェッショナルケア



PMTCをサポートするメルサーージュシリーズにソフトタイプのブラシを追加します。



超極細毛を採用
ブラシ毛のレーザー電子顕微鏡での拡大写真

SHOFU INC.

Soft bristles are gentle for teeth

硬組織・軟組織を守りながらやさしく効果的なPMTCを

- ▶ 狭い歯間部や歯頸部に入り込んだバイオフィルムや軽度の着色を除去します。

Tips!

デリケートな症例にお勧めです。

歯肉炎や歯周炎のある方 知覚過敏の痛みがある方 露出した歯根面 など



No.S2 フラットリング使用
(写真提供:ウチヤマ歯科医院 内山 茂 先生)

Washed with light touch

補綴装置周辺やインプラント補綴、印象採得前は軽いタッチで洗い流しながら清掃を

- ▶ 歯肉へのあたりがソフトなブラシは、従来のブラシより清掃傷を軽減します。ペーストを使わず注水のみで“補綴装置の周辺”や“印象採得前の支台歯”が、軽いタッチで清掃できます。

Tips!

注水をしながらご使用ください。

印象採得前の支台歯などの清掃 補綴装置台着前の歯面清掃
染色後のバイオフィルム除去 インプラント補綴のケア など



No.S2 フラットリング使用
(写真提供:原宿デンタルオフィス山崎 長郎 先生)

包装・価格



| 販売名 | 一般的名称 | 承認・認証・届出番号 |
|--------|-------------|-------------------------------------|
| メルサージュ | 歯科用口腔内清掃キット | 一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000147 |

メルサージュ (ブラシ ソフト) 【形態図】

CAタイプ

歯面研磨清掃用 各1箱36本入

- No.S1
- No.S2
- No.S3



関連商品



フッ素配合 歯面研磨ペースト

メルサージュ

【種類】レギュラー(粗粒・ミント)
ファイン(細粒・レモン)
■ 各1本40g

薬用歯磨 医薬部外品

メルサージュ プラス

フッ素配合 歯面研磨ペースト
■ 38g¥



メルサージュ プロ セット

(1/4減速ラッチタイプ)

PMTC用コードレスハンドピース

【セット内容】

- ハンドピース
- チャージャー
- 1/4減速シャング(F4R)、ラッチタイプヘッド(NAC)

カタログに記載の価格は2012年2月現在の標準医院価格および標準患者価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店