



コンポジットレジン最終仕上げ研磨材
PRGコンポグロス キット

Official partner



PRGコンポグロス キット

より艶やかに

従来のコンポジットレジン研磨ステップに、「PRGコンポグロス」での最終仕上げをプラスすることで、さらに高い光沢感を得ることが可能です。




ダイヤモンド、酸化アルミニウム砥粒配合

1充填分に対する使用量はゴマ粒大
シリンジ1本で約165歯分研磨ができます


爽やかなペパーミントフレーバー

PRGコンポグロスはS-PRGフィラーを含有しています

松風が独自に開発したバイオアクティブなフィラーです。6種類のイオンリリースにより、抗プラーク付着性の他、酸中和能の発現やエナメル質の脱灰を抑制する特長を有します。詳しくはホームページをご覧ください。



PRG CompoGloss kit



ペーストと相性の良い
バフディスクをご使用ください。




バフディスク

研磨布とプラスチックシートの2層構造で適度な弾力があり、前歯部以外に咬合面や隣接付近も簡単に研磨できます。
※バフディスクは再使用できません。



SHOFU INC.

コンポジットレジン研磨仕上げステップ



包装



PRG コンボグロス キット

■キット内容

- PRG コンボグロス 3.3g…1
- 松風スーパースナップ バフディスク8 (φ8mm) …10
- 松風マンドレル (ワングロス用 CA) …1
- シールドキャップ…1
- ニードルチップ (20G) …5
- ※最高許容回転速度 5,000min⁻¹

■販売名・一般の名称

販売名	一般の名称	承認・認証・届出番号
PRGコンボグロス キット	歯科用研磨器材	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000271

関連商品

松風スーパースナップ バフディスク

25個入 (専用マンドレルCA 1本付)
種類2種: バフディスク8 (φ8mm)
バフディスク12 (φ12mm)

松風マンドレル (ワングロス用)

6本入
種類/HP: 1種、CA: 1種

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

S-PRGフィルターについて詳しく知りたい方は、こちらのサイトをご覧ください。 <http://www.giomer.jp/>

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL (075) 561-1112 (代)

●支社: 東京 (03) 3832-4366 ●営業所: 札幌 (011) 232-1114 / 仙台 (022) 713-9301 / 名古屋 (052) 709-7688 / 大阪 (06) 6330-4182 / 福岡 (092) 472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

1711FJJTI