



小白歯CAD/CAM冠対応 レジンブロック 健保適用  
**松風ブロック HCハード II**

保険適用  
 CAD/CAM冠用材料(II)

インレーに適した、  
 透明度の高い  
**HT、エナメル色**を  
**追加発売**





NEW



※HT色、59はSサイズのみでの発売です。

掲載の補綴装置は視認性を目的に大白歯インレーを掲載していますが、本製品はCAD/CAM冠用材料(II)で小白歯対応となりますので予めご了承をお願いします。

**CAD/CAM  
 インレー用  
 窩洞形成のポイント**




**窩洞形成におすすめの研削材**

**松風ダイヤモンドポイントFG  
 202RD、301RD**

一般医療機器 届出番号  
 26B1X00004000023

CAD/CAMインレーの窩洞形成に適した作業部長と先端形状で、スキャナーで読み取りやすく加工しやすい丸みを帯びた窩洞形成が可能です。



※イメージは202RD

窩底の形成には先端がフラットなCRタイプがおすすめです

	202RD	301RD	202CR	301CR
作業部先端径(mm)	1.6	1.0	1.5	1.3
作業部最大径(φmm)	2.1	1.6	2.1	1.9
作業部長(mm)	5.3	4.3	5.3	4.3
価格(1本)	¥1,050	¥750	¥1,050	¥750

最高許容回転速度300,000min<sup>-1</sup> (301RD、301CRは450,000min<sup>-1</sup>)


販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック HC ハード II	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00035000

松風ブロック HC ハード II  
CAD/CAM冠用材料 (II) 【健保適用】

〈色調〉9色 A1-LT、A2-LT、A3-LT、A3.5-LT、A4-LT  
A1-HT、A2-HT、A3-HT、59

※A1-LTはLサイズの発売はありません。  
また、HT色、59はSサイズのみでの発売です。



Sサイズ(5個入)  
Mサイズ(5個入)



Lサイズ(1個入)

サイズ	寸法 (mm)		
	D	W	H
S	10.0	12.0	16.0
M	12.0	14.0	18.0
L	14.5	14.5	18.0

オール松風でトータルサポート

ラボサイド	<p><b>加工</b></p> <p>一般医療機器 届出番号 26B1X00004000245</p>  <p>※松風S-WAVEシステム専用品 松風CAD/CAMミリングパー BE-DCS 1本</p>	<p><b>研磨</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>一般医療機器 届出番号 26B3X00014000001</p>  <p>歯科用ゴム製研磨材 松風シリコンポイント Pタイプ 12本入 〈種類〉HP</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>一般医療機器 届出番号 26B1X00004000148</p>  <p>歯科用研磨器材 デュラポリッシュ 20g</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>一般医療機器 届出番号 26B1X00004000148</p>  <p>歯科用研磨器材 デュラポリッシュ ダイア 5g</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>一般医療機器 届出番号 26B1X00004000150</p>  <p>歯科用研磨器材 松風ピボットブラシ 12本入</p> </div> </div>			
	チェアサイド	<p><b>形態修整</b></p> <p>一般医療機器 届出番号 26B1X00004000102</p>  <p>歯科用研削器材 松風カーボランダムポイント 12本入 120本入 〈種類〉HP、CA、FG (CA、FGは12本入のみです)</p>	<p><b>研磨</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>一般医療機器 届出番号 26B3X00014000001</p>  <p>歯科用ゴム製研磨材 松風シリコンポイント Mタイプ 12本入 72本入 200本入 (CA、FGは12本入のみです)</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>一般医療機器 届出番号 26B3X00014000012</p>  <p>歯科用ゴム製研磨材 コンボマスター 3本入 (No.28のみ4本入) 〈種類〉CA</p> </div> </div>		<p><b>接着</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>レジセムEXの前処理材</p> <p>管理医療機器 認証番号 302AKBZX00026000</p>  <p>歯科用象牙質接着材 ビューティボンド Xtreme 1セット</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>接着性レジセムセメント</p> <p>管理医療機器 認証番号 302AFBZX00112000</p>  <p>歯科用コンポジットレジセムセメント レジセムEX 5.0mL(9.2g)1本 【色調】3色 クリア、アイボリー、オペーク</p> </div> </div> <p style="border: 1px solid orange; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 10px;">インレーには周辺歯質と馴染みやすいアイボリー色がおすすめです。</p>

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱い店