



歯垢・歯石染色材

メルサーージュPCペレット

歯垢や歯石を明確に染色する ペレット状の染色材

メルサーージュPCペレット



MERSSAGE PC PELLET
DISCLOSING PELLETS

染色直後の状態

ペレットを軽く押し当てます。(ブルーを使用)



うがい後の状態

必要な部分のみ、しっかり染色できています。



写真提供/ウチヤマ歯科医院 内山 茂 先生

SHOFU INC.

染色液がゆき渡るペレットタイプ

隣接面や歯頸部にペレットを軽く押し当てただけで染色液が十分にゆき渡り、ブラッシングでは取りきれないキーリスク部位の歯垢や歯石を染色できます。歯垢や歯石部分をきちんと染色する反面、粘膜やスピットンなどを過剰に染めにくい特長があります。ペレットを取り出せばすぐ染色ができる手軽さに加え、周辺環境の清掃性が高いため作業時間の短縮につながります。

●1ペレットで全顎の染色が可能です。



軽く押し当てると染色液がにじみ出て必要な部位を染色します。



レッドは歯垢のみの染色、ブルーは歯石と歯垢を一度に染色(2色染め)ができます。

●2種類のフレーバーを採用。

お子さまからご年配の方まで年齢層を選ばないスタンダードなフレーバーです。甘みのあるストロベリーと、スッキリしたミントの香りをつきました。

種 類 (香味)	用 途
レッド (ストロベリー)	歯垢染色用 (歯垢の厚いものと薄いものの判別)
ブルー (ミント)	歯垢・歯石染色用 (歯垢は赤く、歯石は赤みがかった青色に染色)

目的のある歯磨きは楽しい!

～患者さまにご家庭での染色をお勧めください～

「ハミガキ上手PRO」は歯垢染色のできる液体ハミガキです。歯垢の残っている部位が明確に染色されるので、ご家庭での歯磨き時にも注意すべきポイントが明確になります。漠然と行う歯磨きから目的のある歯磨きへシフトするためのツールとしてぜひお勧めください。お子さまにも安心してお使いいただけます。

ハミガキ上手 PRO

歯垢染色液体ハミガキ

【歯科医院専用】

いちご味

■ 1本 69mL
最小販売単位は12本となります。

■ 1本 180mL
最小販売単位は6本となります。



包装・価格



歯垢・歯石染色材 メルサージュPCペレット

- 種類・用途 レッド(歯垢染色用)
ブルー(歯垢・歯石染色用)
- 包装 1瓶(100個)

関連商品

※詳細は、メルサージュシステム各カタログをご覧ください。

注水でお使いいただける メルサージュ ブラシ ソフト CAタイプ



No.S2 フラットリング使用
写真提供:
原宿デンタルオフィス 山崎 長郎 先生



No.S1 フラットタイプ使用
写真提供:
おおくほ歯科クリニック 大久保 恵子 先生

補綴装置周辺やインプラント補綴、印象採得前の支台歯は軽いタッチで洗い流しながら清掃ができます。

Tips! 注水をしながらご使用ください。

- 印象採得前の支台歯などの清掃
- 補綴装置装着前の歯面清掃
- 染色後のバイオフィーム除去
- インプラント補綴のケア など

一般医療機器 届出番号
26B1X00004000147



歯科用口腔内清掃キット メルサージュ(ブラシ ソフト) CAタイプ 再使用禁止

歯面研磨清掃用 各1箱36本入

■No.S1

■No.S2

■No.S3

最高許容回転速度: 2,000min⁻¹

【形態図】



取扱店

ご使用の際は説明書等をよく読んでお使いください。