



Aesculap® Dental Instruments

エースクラップインスツルメント

B | BRAUN  
SHARING EXPERTISE

# エクスプローラー EXD11/12 追加発売



グレーシーキュレットスケーラー11/12と同じ屈曲タイプのエクスプローラーは、臼歯部の探知に適しており、  
歯石を探知した箇所にそのままキュレットスケーラーに持ち替えて歯石をとらえることができます。

## 販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
歯科用探針	歯科用探針	一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X00218164004

DA871R エクスプローラー EXD11/12(175mm)

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

本カタログ掲載品の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

取扱い店

製造販売元

B | BRAUN  
SHARING EXPERTISE

AESCLAP®  
Competence in Dentistry

ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-38-16

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL.(075)561-1112(代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>

販売元



松風バイオフィックス株式会社

●本社:〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目16-2

TEL.(03)6880-2118 FAX.(03)6880-2488

●西日本営業所:〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 TEL.(075)283-4180 FAX.(075)283-2418

<http://www.shofubiofix.co.jp>