



2槽式ペンシルタイプサンドブラスター

ハイブラスター オーバルジェット LED

明るい! 広い! 使いやすい!



明るい!

LEDランプを採用!

従来よりも更に明るく、経済的になりました。

弊社従来品*
クリプトンランプ



NEW!
LEDランプ



※弊社従来品:ハイブラスター オーバルジェット

SHOFU INC.

HiBlaster Ovaljet LED

PENCIL TYPE SAND BLASTER

広い!

広い作業スペースを確保!

オーバル（卵型）のボディーを採用しました。

使いやすい!

ラバー付きのハンドピースでハンドリングが良好!

握りやすいペン軸の太さに、滑り止めのゴムをプラスしました。

清掃しやすいダストボックス

フィルターの目詰まりを軽減できる形状です。



通常の照明パネルと共に、半透明の隔壁パネル面からも照らすので、全体が明るくなります。

包装


ハイブラスター オーバルジェット LED



■付属品: 専用ガラスビーズ(1.5kg)、
専用ハイアルミナ(1.5kg)、
スペアノズル(各1個)、
シリカゲル500g(バスケットは本体に内蔵)、
腕抜き(1双)、フットコンローラー、
排気ホース(2m)、
耐圧ホース(ホースユニオン、ホースバンド付き)

仕様

型 式	SHB-OJ I
電 源	AC100V 50/60Hz
電 源 入 力	25VA (集塵器接続時最大825VA)
コ ン セ ン ト 容 量	800VA (松風L-クリーナー、または800VA以下の小型掃除機用)
最 高 使 用 空 気 圧	0.8MPa
空 気 消 費 量	42L/分[0.5MPa]
研 磨 材 タ ン ク	2槽内蔵(2L×2個)
使 用 研 磨 材	専用ガラスビーズ(最大容量2.5kg)専用ハイアルミナ(最大容量2.9kg)
ノ ズ ル 材 質	超硬合金製
照 明 用 ラ ン プ	LED電球 仕様/光色:昼光色、全光束:320lm以上、口金:E17 相当品
外 形 寸 法	約W450×D495×H307(mm)
質 量	約8.1kg(研磨材を含まず)



※ 消耗品は、覗き窓ガラスやスポンジフィルター以外、従来品のハイブラスターシリーズとの互換性があります。

別売品・研磨材

松風 ガラスビーズ



各3kg (1.5kg×2袋)

松風 ハイアルミナ



関連製品

松風 L-クリーナー (SLC-II)

技工用集塵器

- 外形寸法
W230×D230×H436 (mm)
- 本体質量
約8.5kg



本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

ご使用の際は取扱説明書をよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595