



3Dプリンター造形用インク

ディーマ プリント モデル シリーズ

dima®

Product Information



NEW



3Dプリンター造形用インク

ディーマ プリント モデル シリーズ

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

SHOFU INC.



100年先にも輝く笑顔を
Bright smiles for another 100 years

dima Print Stone Teal

モデル(模型)用インクシリーズに
「耐熱性インク」が登場

ディーマプリントストーンティール

- 耐熱性があるため、熱可塑性シート(スプリント等)の圧接が可能です。
- ワイヤー色とのコントラストに優れるため、矯正用模型にも適しています。



荷重
たわみ温度
120℃

【色調】 ブルーグリーン
【内容量】 1,000g

販売名 ディーマプリントストーンティール
一般的名称 歯科用樹脂系模型材
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060000099

モデル(模型)用インクシリーズ

ディーマプリントストーン

高精度な模型造形用インクです。マージンや歯牙の表面性状が確認しやすく、ジルコニアビルドアップ模型や、マスター模型の製作が可能です。



【色調】 ベージュ
【内容量】 1,000g

販売名 ディーマプリントストーン
一般的名称 歯科用樹脂系模型材
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060000089

ディーマプリントジンジバマスク

細部再現性に優れた可撤性ガム模型造形用インクです。



【色調】 ピンク
【内容量】 1,000g

販売名 ディーマプリントジンジバマスク
一般的名称 歯科用樹脂系模型材
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060000095

※ ディーマインクシリーズの造形には、専用の3Dプリンター「カラプリント」をご使用ください。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

このカタログに記載の価格は2021年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店

製造販売元 **クルツァー ジャパン 株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151

www.kulzer.co.jp

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社：〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp
● 支社：東京(03)3832-4366 ● 営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595