



3Dプリンター造形用インク

ディーマ プリント ジンジバ マスク

dimao®

Product Information



3Dプリンター造形用インク

ディーマ プリント ジンジバ マスク

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

SHOFU INC.



ディーマ プリント ジンジバ マスク



- ・細部再現性にすぐれた可撤性ガム模型造形用インク
- ・ゴム硬度が高く変形が少ない設計
- ・適度な弾力を有し、補綴装置との適合性の確認が容易

【色調】 ピンク

【標準医院価格】 (1,000g)

※ディーマ プリントシリーズは、cara print 4.0 (3Dプリンター) 専用の造形用インクです。他の3Dプリンターには使用できませんのでご注意ください。

販売名 ディーマ プリント ジンジバマスク
 一般的名称 歯科用樹脂系模型材
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060000095

関連製品

カーラ プリント 4.0

高精度な造形物の高速積層を可能にした、歯科用3Dプリンターです。



【標準医院価格】

販売名 カーラ プリント4.0
 一般的名称 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060900021

ハイライトパワー 3D

3Dプリンター造形物、または歯冠用硬質レジンどちらの重合にも対応した歯科技工用光重合器です。



【標準医院価格】

販売名 ハイライトパワー 3D
 一般的名称 歯科技工用重合装置
 分類 一般医療機器
 届出番号 27B1X00060900022

カーラ プリント クリーン

造形物の洗浄システムです。手動での洗浄に比べ、作業効率、洗浄効果が向上します。



【標準医院価格】

本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。このカタログに記載の価格は2020年11月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店

製造販売元 **クルツァー ジャパン 株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151

www.kulzer.co.jp



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社：〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

●支社：東京(03)3832-4366 ●営業所：札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-75

www.shofu.co.jp