



3Dプリンター造形用インク

ディーマ プリント モデル シリーズ

dima®

Product Information



3Dプリンター造形用インク

ディーマ プリント モデル シリーズ

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

SHOFU INC.

100
since 1922
2022
SHOFU
100年先にも輝く笑顔を
Bright smiles for another 100 years

モデル(模型)用インクシリーズ

荷重
たわみ温度
120℃

ディーマプリントストーンティール

- 耐熱性があるため、熱可塑性シート(スプリント等)の圧接が可能です。
- ワイヤー色とのコントラストに優れるため、矯正用模型にも適しています。

【色調】 ブルーグリーン
【内容量】 1,000g
【標準医院価格】

販売名 ディーマプリントストーンティール
一般的名称 歯科用樹脂系模型材
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060000099



ディーマプリントストーンベージュ

高精度な模型造形用インクです。マージンや歯牙の表面性状が確認しやすく、ジルコニアビルドアップ模型や、マスター模型の製作が可能です。



【色調】 ベージュ
【内容量】 1,000g
【標準医院価格】

販売名 ディーマプリントストーンベージュ
一般的名称 歯科用樹脂系模型材
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060000089

ディーマプリントジンジバマスク

細部再現性に優れた可撤性ガム模型造形用インクです。



【色調】 ピンク
【内容量】 1,000g
【標準医院価格】

販売名 ディーマプリントジンジバマスク
一般的名称 歯科用樹脂系模型材
分類 一般医療機器
届出番号 27B1X00060000095

※ ディーマインクシリーズの造形には、専用の3Dプリンター「カーラプリント」をご使用ください。

このカタログに記載の価格は2022年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店

製造販売元 **クルツァー ジャパン 株式会社**

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
www.kulzer.co.jp