



歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット

松風 S-WAVEスキャナー D850

S-WAVE

Scanning × CAD Modeling × Management

一度に最大7歯をスキャン可能
青色LEDによる高精度なスキャン



松風S-WAVEスキャナー D850は3Dスキャンと3D CADソフトウェアを組み合わせたシステムです。
高精度なスキャンと自由自在なデザイン、効率的なデータ管理により補綴装置製作時の生産性向上を実現します。

【販売名・一般的名称】

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風S-WAVE スキャナー	歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット	一般医療機器 医療機器届出番号 26B1X00004000244




【包装・価格】
デンタルスキャナー
松風S-WAVE スキャナーD850
ライセンス料 (松風S-WAVEデンタルシステムプレミアム)
4年目以降

松風S-WAVEスキャナー (本体)、パソコン (松風S-WAVEデンタルシステムプレミアム インストール済)、
キーボード、マウス 各1
※モニターは付属していません。
※松風S-WAVEデンタルシステムプレミアムのライセンスは1年毎の更新が必要です。(購入から4年目以降)


【仕様】

形名	D850	精度	7ミクロン
カメラ	5.0メガピクセル×2カメラ	外形寸法	W34×D37×H29 (cm)
スキャン方法	ライン照射、3軸計測	質量	約16kg
スキャン機能	マルチダイスキャン、テクスチャースキャン		

【別売品】



デンタル2キャスト
フィクスチャー



ワックスアップブリッジ
フィクスチャー

本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
カタログに記載の価格は2016年6月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

取扱店

販売元



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112 (代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>