





歯科用模型 実習模型 口腔内疑似粘膜

オペトレーナー

OPE TRAINER

外科手術時の縫合に必要な基本手技を習得するためのトレーニング用口腔内疑似粘膜です。

歯肉・骨膜・歯槽骨を想定した3層構造で、特に骨膜の縫合が目視で確認できるよう骨相当部が透明になっています。




歯肉部分と歯槽骨部分の厚みは各々2mmの三層構造になっています。
また、全層弁や部分層弁の練習など様々な実習が可能です。

【寸法】 150×102×22mm

【包装・価格】

オペトレーナー
1個



【関連製品】

歯科用(滅菌済み)針つき縫合糸

イチコン 各種取り揃えています。



∞ Japanese Half Circle Needle * 商標 ©J&JM 2012

取扱い店



世界の歯科医に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112代

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-8301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>