

ACCESSORIES (TIP)


スケーリング／イリゲーション／ペリオ

製品名 **S-G0**

製品番号 9967G0

お得な「6本パック」もあります。

主に歯肉縁上、歯間部の除石に適したチップです。



製品名 **S-P1**

製品番号 9967P1

前歯から小臼歯のメンテナンス、ルートプレーニングの仕上げに適したストレートタイプの形態をしたチップです。とても細いので隣接面・齦生部へも無理なくアクセスできます。



製品名 **S-G6**

製品番号 9967G6

お得な「6本パック」もあります。

主に歯肉縁上、縁下の除石に適したチップです。狭い歯間部などにも無理なくアクセスできます。



製品名 **S-P20**

製品番号 9967P20

お得な「6本パック」もあります。


断面が丸く歯面にキズが付きにくいのでメンテナンスや仕上げに適しています。細長い形態でポケット内へのアクセスがスムーズに行える全顎的に使用できるチップです。



製品名 **S-P40**

製品番号 9967P40

チップの先端から6mmのところに3mm幅のガイドラインマーキングを施していますので、ポケットの深さや目的に合わせ、安全に挿入できます。



お得な「6本パック」 6本を5本分の価格でご購入いただけます。

製品名 **S-G0パック**(6本入)

製品番号 9967SG0

製品名 **S-G6パック**(6本入)

製品番号 9967SG6

製品名 **S-P20パック**(6本入)

製品番号 9967SP20

インプラント・補綴装置メンテナンス

製品名 **S-V10**(ホルダー)

製品番号 9967V10


・Eチップ用レンチ付属



製品名 **S-V-P10**(3入)

製品番号 9967VP10


インプラント体やポーセレンなどの補綴装置のメンテナンスに適したチップです。
・プラスチック素材



製品名 **S-V-P12**(3入)

製品番号 9967VP12

S-V-P10のロングタイプチップです。ブリッジの基底面や、到達しにくかった床付きのインプラント上部構造など歯冠長の長い症例でも、容易にアクセスすることができます。
・プラスチック素材



エンド 根管洗浄用

製品名 **S-E4**

製品番号 9967E4

根管内イリゲーション用チップ。根管内異物除去用としても使用できます。


・Eチップ用レンチ付属



製品名 **S-V30**(ホルダー)

製品番号 9967V30

・Eチップ用レンチ付属



製品名 **S-E9**(ホルダー)

製品番号 9967E9

Uファイル用ホルダーです。約90°のタイプです。

・Eチップ用レンチ付属



製品名 **S-E12**(ホルダー)

製品番号 9967E12

Uファイル用ホルダーです。120°のタイプです。

・Eチップ用レンチ付属



Uファイル 長さ33mm シャンクØ0.8mm

製品名 **Uファイル#15**(6入)

製品番号 9967U15

製品名 **Uファイル#20**(6入)

製品番号 9967U20

製品名 **Uファイル#25**(6入)


製品番号 9967U25

製品名 **Uファイル#30**(6入)

製品番号 9967U30

製品名 **Uファイル#35**(6入)

製品番号 9967U35



エンド 根管洗浄用 シャンクØ1.5mm

製品名 **S-V-S50**(3入)

製品番号 9967VS50

ステンレス、根管洗浄用17mm



製品名 **S-V-S53**(3入)

製品番号 9967VS53

ステンレス、根管洗浄用32mm



製品名 **S-V-S51**(3入)

製品番号 9967VS51

ステンレス、根管洗浄用23mm



製品名 **S-V-N50**(3入)

製品番号 9967VN50

ニッケルチタン、根管洗浄用26mm、ストレートタイプ



製品名 **S-V-S52**(3入)

製品番号 9967VS52

ステンレス、根管洗浄用26mm



製品名 **S-V-N51**(3入)

製品番号 9967VN51

ニッケルチタン、根管洗浄用30mm、ストレートタイプ



エンド 根管拡大・形成用 シャンクØ1.5mm

製品名 **S-V-S51D**(3入)

製品番号 9967VS51D

ダイヤモンドコーティング、根管拡大、形成用23mm



製品名 **S-V-S52D**(3入)

製品番号 9967VS52D

ダイヤモンドコーティング、根管拡大、形成用26mm



製品名 **S-V-S53D**(3入)

製品番号 9967VS53D

ダイヤモンドコーティング、根管拡大、形成用32mm

